

| Bepalingen A-Z (op Onedrive)                                              |          |                               | Franciscus Gasthuis en Vlietland                                                                                                                          |                         |      |                              |      | 1-7-2026                    |                         |                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| Omschrijving                                                              | LIS code | Waar/Temp                     | Bijzonderheden<br>Opmerkingen                                                                                                                             | Etiket Code<br>firma BD |      | Etiket Code<br>firma Greiner |      | Materiaal                   | minimale<br>hoeveelheid | Frequentie/<br>Doorlooptijd | RvA code  |
|                                                                           |          | Intern                        |                                                                                                                                                           |                         |      |                              |      |                             |                         |                             |           |
|                                                                           |          | L2L                           |                                                                                                                                                           |                         |      |                              |      |                             |                         |                             |           |
|                                                                           |          | Verzendbepaling<br>zonder L2L |                                                                                                                                                           |                         |      |                              |      |                             |                         |                             |           |
| 1,25-diOH Vitamine D                                                      | D125     | IJsselland -20 gr             | dir afdr/invr,niet op<br>buitenpoli,behalve poli Maassluis                                                                                                | GE35                    |      | Oker35                       |      | serum                       | 500 µl                  | 1 x per 2 weken             |           |
| 11-desoxycortisol                                                         | D11C     | EMC -20 gr                    | afdr/invr                                                                                                                                                 | GE5                     |      | Oker5                        |      | serum                       | 500 µl                  | 1 x per week                |           |
| 11-hydroxyandrostenedion                                                  | 11HAND   | EMC -20 gr                    |                                                                                                                                                           | GE5                     |      | Oker5                        |      | serum                       | 1 ml                    | 1 x per week                |           |
| 11-hydroxytestosteron                                                     | 11HTSN   | EMC -20 gr                    |                                                                                                                                                           | GE5                     |      | Oker5                        |      | serum                       | 1 ml                    | 1 x per week                |           |
| 11-ketoandrostenedion                                                     | 11KAND   | EMC -20 gr                    |                                                                                                                                                           | GE5                     |      | Oker5                        |      | serum                       | 1 ml                    | 1 x per week                |           |
| 11-ketotestosteron                                                        | 11KTSN   | EMC -20 gr                    |                                                                                                                                                           | GE5                     |      | Oker5                        |      | serum                       | 1 ml                    | 1 x per week                |           |
| 14-3-3 eiwit Creutzfeldt Jakob Disease (RT-QuIC)                          | CJEIW    | UMC Radboud -20 gr            | Zie proc: Verwerken materiaal<br>(o.a. liquor) van patiënten met de<br>vraagstelling Creutzfeldt-Jakob<br>Disease: 015153<br>Aanvraagformulier meesturen! | LIQ                     |      |                              |      | liquor                      | 250 µl                  | 1x per 2 weken              |           |
| 17-Hydroxy-Progesteron                                                    | HPRO     | IJsselland -20 gr             |                                                                                                                                                           | GE5                     |      | Oker5                        |      | serum                       | 300 µl                  | 1x per 2 weken              |           |
| 5-HIAA (hydroxyindolazijnzuur) in 24 uren                                 | 5HIAU    | EMC -20 gr                    | Vul beide buizen uit, meld aan en<br>invriezen (verzendwerkplek). Miv<br>07/02/2019 ook Kreat in urine<br>opsturen naar EMC                               | 2X BR6                  |      | 2x WZ6                       |      | (24- uren) urine            | 10 ml                   | 1x per 2 weken              |           |
| 5-Oxoprolin                                                               | 5OXOP    | UMC Utrecht                   |                                                                                                                                                           | 1x BR6                  |      | WZ6                          |      | urine                       | 5 ml                    | 1x per 2 weken              |           |
| ABO Antagonisme                                                           | ANTA     | <b>GH 4 gr</b>                |                                                                                                                                                           | ROZ6                    |      | ROZ6                         |      | edta volbloed               |                         | <b>2 dagen</b>              | CH.BTG.02 |
| ABO bloedgroepbepaling problemen bij (E014)                               | BGPB     | Sanquin 4gr                   |                                                                                                                                                           | 2XRO6/ROZ6              |      | 2XRO6/ROZ6                   |      | edta volbloed               | 8 ml + 8 ml             |                             |           |
| ABO bloedgroepbepaling week 12 zwangerschap, problemen bij                | E960     | Sanquin 4gr                   |                                                                                                                                                           | 2xRood6                 | ROZ6 | 2x RZ6                       | ROZ6 | stolbloed/edta              |                         |                             |           |
| ACE (Angiotensine Converting Enzym)                                       | ACE      | <b>VL -20 gr</b>              | bepaalt op: vrijdag                                                                                                                                       | GE35                    |      | Oker35                       |      | serum                       |                         | 1 x per week                | CH.KCA.01 |
| Acenocoumarol                                                             | ACEN     | Apotheek - extern, 4 gr       |                                                                                                                                                           | Rood6                   |      | RZ6                          |      | stolbloed                   | 4 ml                    | <b>1 week</b>               |           |
| Aceton                                                                    | ACET     | Apotheek - intern, 4 gr       | Alleen in overleg met<br>dienstdoende apotheker                                                                                                           | Rood6                   | DRG4 | RZ6                          | GrZ4 | stolbloed/heparineblo<br>ed | 3 ml + 3 ml             | in overleg                  |           |
| Acetylcholinereceptor antistoffen (A011)                                  | ACEA     | Sanquin 4gr                   |                                                                                                                                                           | GE5                     |      | Oker5                        |      | serum                       | 100 µl                  | 1 x per 2 weken             |           |
| Acetylsulfamethoxazol                                                     | ASMZ     | Apotheek EMC 4gr              |                                                                                                                                                           | PA4                     |      | PZ4                          |      | edta volbloed               |                         |                             |           |
| Aciclovir                                                                 | ACIC     | Apotheek EMC 4gr              |                                                                                                                                                           | PA4                     |      | PZ4                          |      | edta volbloed               | 0,2 ml                  | 1 week                      |           |
| ACTH                                                                      | ACTH     | <b>GH -20 gr</b>              | Op ijs,dir afdr.invtr, niet op<br>buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                                                      | PA4                     |      | PZ4                          |      | edta-plasma                 | 300 µl                  | 1 x per week                | CH.END.03 |
| Actief Vitamine B12                                                       | B12A     | <b>GH + VL</b>                |                                                                                                                                                           | GE35                    |      | Oker35                       |      | serum                       |                         | <b>1 werkdag</b>            | CH.KCA.02 |
| Adalimumab (apothek)                                                      |          | Apotheek - intern, 4 gr       | Indien adalimumab <5 mcg/ml is,<br>wordt een antistofbepaling (IgG)<br>uitgevoerd.                                                                        | Rood6                   |      | RZ6                          |      | stolbloed                   | 2 ml                    | 2 weken                     |           |
| Adalimumab antistoffen (apothek)                                          | IGGA     | Apotheek - intern, 4 gr       |                                                                                                                                                           | Rood6                   |      | RZ6                          |      | serum                       | 2 ml                    | 2 weken                     |           |
| ADAMS13 inhibitor (auto. meegestuurd met L2L via EMC indien ADAM <2%)     | ADAMINH  | nvt                           | nvt                                                                                                                                                       |                         |      |                              |      | nvt                         | nvt                     | nvt                         |           |
| ADAMTS 13-activiteit (Von Willebrand factor cleaving protease activiteit) | ADAM     | EMC -20 gr                    | Altijd overleggen met KC of de<br>bepaling als cito weg moet<br>2x afdr/invtr niet op buitenpoli                                                          | LBL27                   |      | LBZ3                         |      | citraatplasma               | 1 ml                    | 1x per 2 weken              |           |
| ADCC-test (E905)                                                          | ADCC     | Sanquin 4gr                   | bloed van de moeder                                                                                                                                       | PA10                    |      | PZ9                          |      | edta-volbloed               | 8 ml                    | 7 dagen                     |           |
| Afname door derden                                                        | AFNVERZ  | Diverse laboratoria           | Neem juiste hoeveelheid en juiste<br>buizen af, zie aanvraagformulier                                                                                     | afnemen en<br>verzenden |      |                              |      | divers                      | zie aanvraagform        | afh.van ingez.mat.          |           |
| Alanine                                                                   |          | UMC Radboud -20 gr            | zsm afdraaien en invriezen                                                                                                                                | LGR3                    |      | GrG4                         |      | liheparine plasma           |                         | 1x per week                 |           |

|                                                    |         |                   |                                                                                                                     |      |  |        |  |                   |        |                 |               |
|----------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------|--|-------------------|--------|-----------------|---------------|
| ALAT                                               | ALAT    | GH + VL           |                                                                                                                     | LGR3 |  | GrG4   |  | liheparine plasma |        | 8 uur           | CH.KCA.01     |
| Albumine                                           | ALB     | GH + VL           |                                                                                                                     | LGR3 |  | GrG4   |  | liheparine plasma |        | 8 uur           | CH.KCA.01     |
| Albumine (ascites)                                 | ALAS    | GH + VL           |                                                                                                                     |      |  |        |  | asicites          |        | 8 uur           | Niet op scope |
| Albumine (bijzonder vocht )                        | ALBV    | GH + VL           |                                                                                                                     |      |  |        |  | bijzondervocht    |        | 8 uur           | Niet op scope |
| Albumine (liquor )                                 | ALBLI   | VL 4gr            | liquor moet afgedraaid worden                                                                                       |      |  |        |  | liquor            | 270 µl | 2 x per week    | CH.KCA.04     |
| Albumine (pleura)                                  | ALPL    | GH + VL           |                                                                                                                     |      |  |        |  | pleuravocht       |        | 8 uur           | Niet op scope |
| Albumine in liquor/serum ratio (quotient) = pakket | ALBQUOP | VL 4gr            | berekening (liquor moet afgedraaid worden)                                                                          |      |  |        |  | serum + liquor    |        | 2 x per week    | CH.KCA.04     |
| Albumine/kreat ratio in urine                      | ALKR    | GH + VL           |                                                                                                                     | BR6  |  | 1x WZ6 |  | urine             |        | 8 uur           | CH.KCA.01     |
| Alcohol/Ethanol/C2H5OH in bloed                    | ALC     | GH + VL           |                                                                                                                     | LGR3 |  | GrG4   |  | liheparine plasma |        | 8 uur           | KF.TDM.06     |
| Aldosteron                                         | ALDO    | IJsselland -20 gr | patiënt minstens 5-15 min zitten voor bloedafname <b>dir afdr/invr</b> , niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis | PA4  |  | PZ4    |  | edta-plasma       |        | 1 x per week    |               |
| Aldosteron - Renine ratio                          | ARR     | IJsselland -20 gr | patiënt minstens 5-15 min zitten voor bloedafname <b>dir afdr/invr</b> , niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis | PA4  |  | PZ4    |  | edta-plasma       | 800µl  | 1 x per 2 weken |               |
| Aldosteron (24 uurs urine ))                       | ALDE    | IJsselland -20 gr |                                                                                                                     | BR6  |  | 1x WZ6 |  | urine             | 2 ml   | 1 x per week    |               |

|                                                                                                                                                  |             |                         |                                                                                                                                                                                                                            |           |    |        |  |                   |        |                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Alfa-1-antitrypsine kwantitatief                                                                                                                 | A1AKNW      | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 250 µl | 2 x per week                                                     | CH.KCA.01 |
| Alfa-1-antitrypsinefenotypering (S012)                                                                                                           | A1AF        | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 100 µl | 1x per 2 weken                                                   |           |
| Alfa-Fetoproteïne                                                                                                                                | AFP         | GH 4 gr                 |                                                                                                                                                                                                                            | LGR3      |    | GrG4   |  | liheparine plasma |        | 2 werkdagen                                                      | CH.END.03 |
| Alkalische Fosfatase                                                                                                                             | AF          | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                                            | LGR3      |    | GrG4   |  | liheparine plasma |        | 8 uur                                                            | CH.KCA.01 |
| Allergie, allergologische bepalingen                                                                                                             | zie tabblad | VL 4gr                  | zie tablad Allergologische bepalingen                                                                                                                                                                                      | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.05 |
| Aluminium                                                                                                                                        | ALUM        | Medlon 4 gr             | verzenden in buisje afkomstig uit gesloten zak ivm evt aluminiumverontreiniging                                                                                                                                            | DRG4      |    | GrZ4   |  | heparineplasma    | 600 µl | 1 x per week                                                     |           |
| Aluminium (dialysaat)                                                                                                                            | ALUMD       | Medlon 4 gr             |                                                                                                                                                                                                                            | Dialysaat |    |        |  |                   | 1 ml   | 1x per week                                                      |           |
| Alzheimer biomarkers                                                                                                                             | ALZBIO      | VUMC 4 gr               | Let op direct afhandelen en de afgedraaide liquor insturen. Niet overgieten, maar pipetteren mbv pasteurse pipet. Zie zenya 036165 en verzendboek. Niet versturen op vrijdag en invriezen bij -20 en verzenden op 4 graden | LQ        |    |        |  | liquor            | 500 µl | wekelijks                                                        |           |
| Amfetamine (xtc, metamfetamine)                                                                                                                  | AMFE        | Apotheek - intern, 4 gr | ook Kreat bepalen                                                                                                                                                                                                          | BR6       |    | 1x WZ6 |  | urine             | 2 ml   | bepaling en uitslag op vrijdag, bij cito aanvraag max. 1 werkdag |           |
| AMH-Rekovele                                                                                                                                     |             | EMC -20 gr              |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 500 µl | 1 x per week                                                     |           |
| Amiodaron + Desethylamiodaron (Cordarone)                                                                                                        | AMIO        | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                                            | Rood6     |    | RZ6    |  | stolbloed         | 2 ml   | 2 weken                                                          |           |
| Amisulpride                                                                                                                                      | AMIS        | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                                            | Rood6     |    | RZ6    |  | stolbloed         | 2 ml   | 1/2x per week                                                    |           |
| Amitriptyline (Triptyzol)                                                                                                                        | AMIT        | Apotheek intern 4 gr    |                                                                                                                                                                                                                            | Rood6     |    | RZ6    |  | stolbloed         | 4 ml   | bepaling op                                                      |           |
| Ammoniak                                                                                                                                         | NH3         | GH + VL                 | Op ijs + direct afdraaien, niet op buitenpoli                                                                                                                                                                              | DRG4      |    | GrZ4   |  | heparineplasma    |        | 1 uur                                                            | CH.KCA.01 |
| AMPA-receptoren                                                                                                                                  | AMPA        | EMC 4gr                 | liquor (niet afgedraaid), indien als nabepaling aangevraagd mag er bevroren afgedraaide spijsliquor gebruikt worden. Ook versturen bij 4 gr                                                                                | GE5       | LQ | Oker5  |  | serum of liquor   | 400 µl |                                                                  |           |
| Amyloid A                                                                                                                                        | SAA         | UMCG 4 gr               |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 500 µl | 1x per 2 weken                                                   |           |
| ANCA-blot (PR3 + MPO)                                                                                                                            | ANCA        | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.01 |
| ANCA blot (ter confirmatie), voor reguliere ANCA: zie ANCA-blot (PR3 + MPO)                                                                      | ANCABL      | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 1 ml   |                                                                  | CH.IMM.01 |
| Androsteendion                                                                                                                                   | ANDR        | EMC -20 gr              |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 500 µl | 1x per week                                                      |           |
| ANA blot bevat de testen: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, sDNA, Nucleosomes, Histones, Rib. P-prot en AMA-M2 | ANAPRO      | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 1 ml   | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.01 |
| ANF (Anti-Nucleaire Antistoffen Factoren) = ENA screen + anti ds DNA as                                                                          | ANF         | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.01 |
| ANF (Anti-Nucleaire Factoren vervolg)                                                                                                            | ANFV        | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.01 |
| ANF IIF (anti-nucleaire antistoffen d.m.v. indirecte immunofluorescentie (IIF)                                                                   | ANAIIF      | EMC 4gr                 | alleen in speciale gevallen en aanvraag alleen door reumatoloog                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      |           |
| Anti Cardiolipine (IgG+IgM)                                                                                                                      | ACAR        | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.01 |
| Anti ds DNA as                                                                                                                                   | DNA         | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.01 |
| Anti Ganglioside GD1a                                                                                                                            | AGD1        | EMC 4gr                 |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 400 µl |                                                                  |           |
| Anti Ganglioside GD1b                                                                                                                            | AGD1B       | EMC 4gr                 |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 400 µl |                                                                  |           |
| Anti Jo1                                                                                                                                         | JO1         | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.01 |
| Anti Mullerse Hormoon (AMH)                                                                                                                      | AMH         | EMC -20 gr              |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 500 µl | 1 x per week                                                     |           |
| anti-(gedeamideerd) gliadine IgG A.S.                                                                                                            | GLIAG       | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 100 µl | 12 dagen                                                         |           |
| Anti-B2-Glycoproteïne 1 a.s. IgG                                                                                                                 | B2GG        | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.01 |
| Anti-B2-Glycoproteïne 1 a.s. IgM                                                                                                                 | B2GM        | VL 4 gr                 |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.01 |
| anti-Centromeren                                                                                                                                 | CENT        | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             |        | 3 werkdagen                                                      | CH.IMM.01 |
| Anti-eilandjes van Langerhans (Islet cell antibodies, ICA)                                                                                       | ALANG       | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                            | GE5       |    | Oker5  |  | serum             | 100 µl |                                                                  |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                             |                                                                                                                                             |        |       |        |        |                         |               |                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| Anti-Endomysium as (Iga)                                                                                                                                                                                                                                             | AEIA     | Sanquin 4gr                 |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               | 12 dagen                  |           |
| Anti-Endomysium as (Igg)                                                                                                                                                                                                                                             | AEIG     | Sanquin 4gr                 |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 50 µl         | 12 dagen                  |           |
| anti-GAD-65                                                                                                                                                                                                                                                          | AGAD     | <b>VL -20 gr</b>            | bepaalt op: woensdag                                                                                                                        | GE35   |       | Oker35 |        | serum                   |               | 1x per 2 weken            | CH.IMM.01 |
| anti-GFAP                                                                                                                                                                                                                                                            | GFAP     | EMC 4gr                     |                                                                                                                                             | LQ     |       |        |        | liquor                  | 2 ml          |                           |           |
| Anti-Ganglioside GM2                                                                                                                                                                                                                                                 | AGM2     | EMC 4gr                     |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 400 µl        |                           |           |
| Anti-GBM (Glomerulire basaaalmembraan)                                                                                                                                                                                                                               | GBM      | <b>VL 4gr</b>               |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               | 3 werkdagen               | CH.IMM.01 |
| anti-gonadale steroid-producerende cellen                                                                                                                                                                                                                            | AGSPC    | EMC 4gr                     | formulier EMC                                                                                                                               | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 400 µl        |                           |           |
| Anti-IA2                                                                                                                                                                                                                                                             | A1A2     | <b>VL -20 gr</b>            | bepaalt op: donderdag                                                                                                                       | GE35   |       | Oker35 |        | serum                   |               | 1x per 2 weken            | CH.IMM.01 |
| Anti-MAG (Myelin associated glycoproteine)                                                                                                                                                                                                                           | MAG      | EMC 4gr                     | aanvraag uitsluitend door neuroloog/hematoloog                                                                                              | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 400 µl        | 1x per 2 weken            |           |
| Anti-MOG (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein)                                                                                                                                                                                                                       | A058     | Sanquin 4gr                 |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               |                           |           |
| Anti-MuSK as (Muscle specific kinase)                                                                                                                                                                                                                                | MUSK     | Sanquin 4gr                 |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               | 12 dagen                  |           |
| Anti-plasmine (alfa-2-)                                                                                                                                                                                                                                              | ANPL     | EMC -20 gr                  | 2x afdr/invr niet op buitenpoli                                                                                                             | LBL27  |       | LBZ3   |        | citraatplasma           | 1 ml          | 4 uur                     |           |
| Anti-RNP U1                                                                                                                                                                                                                                                          | U1RNP    | <b>VL 4gr</b>               |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               | 3 werkdagen               | CH.IMM.01 |
| Anti-RNP 70                                                                                                                                                                                                                                                          | RNP70    | <b>VL 4gr</b>               |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               | 3 werkdagen               | CH.IMM.01 |
| Anti-Scl-70 as                                                                                                                                                                                                                                                       | SCL70    | <b>VL 4gr</b>               |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               | 3 werkdagen               | CH.IMM.01 |
| Anti-Sm                                                                                                                                                                                                                                                              | SM       | <b>VL 4gr</b>               |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               | 3 werkdagen               | CH.IMM.01 |
| Anti-SSA                                                                                                                                                                                                                                                             | ASS      | <b>VL 4gr</b>               |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               | 3 werkdagen               | CH.IMM.01 |
| Anti-SSB                                                                                                                                                                                                                                                             | BSS      | <b>VL 4gr</b>               |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               | 3 werkdagen               | CH.IMM.01 |
| Antistoffen Intrinsic factor                                                                                                                                                                                                                                         | ASIF     | <b>VL 4gr</b>               | bepaalt op: donderdag                                                                                                                       | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 500 µl        | 1 x per week              | CH.IMM.01 |
| Antistoffen Pariëtale cellen                                                                                                                                                                                                                                         | ASPC     | <b>VL 4gr</b>               | bepaalt op: donderdag                                                                                                                       | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 500 µl        | 1 x per week              | CH.IMM.01 |
| Antistoffen tegen Ovarium                                                                                                                                                                                                                                            | OVAR     | Sanquin 4gr                 |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 100 µl        |                           |           |
| Antitrombine                                                                                                                                                                                                                                                         | AT3      | <b>GH -20 gr</b>            | Direct naar het KCLT en verwerken via de Track<br>Niet op buitenpoli's behalve poli Maassluis                                               | LBL27  |       | LBZ3   |        | citraatplasma           |               | 2x per week               | CH.TRH.01 |
| Anti-TSH receptor as                                                                                                                                                                                                                                                 | TRA      | <b>VL 4 gr</b>              |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   |               | 3 werkdagen               | CH.IMM.01 |
| Anti-Xa (DOAC screen), voor materiaal bewerking , zie sop > volg link                                                                                                                                                                                                | ANXADOAC | <b>GH + VL (evt -20 gr)</b> | cito bepalen, niet op buitenpoli,                                                                                                           | LBL27  |       | LBZ3   |        | citraatplasma           |               | 24 uur (wordt elke        | CH.TRH.01 |
| Anti-Xa (LMWH-monitoring)                                                                                                                                                                                                                                            | ANXA     | <b>GH -20 gr</b>            | Dir 2x afdr/invriezen in 5ml aliquot. Niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                            | LBL27  |       | LBZ3   |        | citraatplasma           |               | 24 uur , zie DOAC screen) | CH.TRH.01 |
| AP50 titer                                                                                                                                                                                                                                                           | AP50     | Sanquin -20 gr              | dir afdr/invr, niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                                                   | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 500 µl        | 10 dagen                  |           |
| Apixaban (dmv anti-Xa )                                                                                                                                                                                                                                              | APIX     | EMC -20 gr                  | 2x afdr/invr niet op buitenpoli                                                                                                             | LBL27  |       | LBZ3   |        | citraatplasma           | 1 ml          | 4 uur                     |           |
| Apo E genotype                                                                                                                                                                                                                                                       | APOEG    | EMC 4gr                     |                                                                                                                                             | PA4    |       | PZ4    |        | edta-volbloed           | 3 ml          | 1x per 6 weken            |           |
| APO Lipoproteïne A1                                                                                                                                                                                                                                                  | ALPA     | <b>VL 4gr</b>               |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 270 µl        | 2 x per week              | CH.KCA.01 |
| APO Lipoproteïne B/A1 ratio                                                                                                                                                                                                                                          | ALPR     | <b>VL 4gr</b>               |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 270 µl        | 2 x per week              | CH.KCA.01 |
| APO Lipoproteïne B100                                                                                                                                                                                                                                                | ALPB     | <b>VL 4gr</b>               |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 270 µl        | 2 x per week              | CH.KCA.01 |
| APTT                                                                                                                                                                                                                                                                 | APTT     | <b>GH + VL</b>              |                                                                                                                                             | LBL27  |       | LBZ3   |        | citraatplasma           |               | 4 uur                     | CH.TRH.01 |
| Aquaporine-4                                                                                                                                                                                                                                                         | AQUA     | Sanquin 4 gr                |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 400 µl        |                           |           |
| Aripiprazol                                                                                                                                                                                                                                                          | ARIP     | Apotheek - extern, 4gr      |                                                                                                                                             | Rood6  |       | RZ6    |        | stolbloed               | 2 ml          | 1 week                    |           |
| ASAT                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASAT     | <b>GH + VL</b>              |                                                                                                                                             | LGR3   |       | GrG4   |        | liheparine plasma       |               | 8 uur                     | CH.KCA.01 |
| Aspergillus Fumigatus, precipeterende antistoffen IgG                                                                                                                                                                                                                | Z255     | Sanquin 4gr                 |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 500 µl        | 22 werkdagen              |           |
| ASXL1-mutatie                                                                                                                                                                                                                                                        | ASXL1    | EMC KT                      | formulier IDHO EMC, niet op vrijdag afnemen                                                                                                 | PA10   |       | PZ9    |        | edta-volbloed           | 10 ml         |                           |           |
| Autoantistoffen granulocyten                                                                                                                                                                                                                                         | AAGRA    | Sanquin KT                  | alleen na tel afspraak                                                                                                                      | 4XPA10 | 2xR06 | 5X PZ9 | 2x RZ6 | edta volbloed/stolbloed | 40 ml + 10 ml |                           |           |
| Auto-immuun encefalitis pakket (AIE pakket: NMDA, AMPA, GABAB, LGI1, Caspr, DPPX)                                                                                                                                                                                    | AIE      | EMC 4 gr                    | liquor (niet afgedraaid), indien als nabepaling aangevraagd mag er bevroren afgedraaide spuitliquor gebruikt worden. Ook versturen bij 4 gr | GE5    | LQ    | Oker5  |        | serum of liquor         | 100 µl        |                           |           |
| Auto-immuunziekte leverprofiel / leverblot (AIH, PBC)<br>bevat de testen: AMA-M2 (anti-mitochondriën), M2-3E (BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1 (lever kidney microsomal antistoffen), LC-1, SLA (Soluble liver antigen)/LP, Ro-52 (SSA) en F-actine (gladspierweefsel) | LEVPRO   | <b>VL 4 gr</b>              |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5  |        | serum                   | 1 ml          | 1x per week               | CH.IMM.01 |
| Azathioprine (Aza, Imuran)                                                                                                                                                                                                                                           | AZAT     | Apotheek - extern, 4gr      | Niet op vrijdag, op ijs afnemen, direct in koelkast niet op buitenpoli                                                                      | PA4    |       | PZ4    |        | edta-volbloed           | 4 ml          | 2 weken                   |           |

|                                                                                              |         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |        |                     |        |                                   |         |                                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BCR-ABL1 (diagnose), alleen aan te vragen bij nieuwe patiënt<br>bevat de testen: p190 + p210 | BCRD    | VL 4 gr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | PA10                        |        | PZ9                 |        | edta-volbloed                     | 4 ml    | 5 werkdagen                                                             | CH.HCO.06 |
| BCR-ABL1 (follow-up) bevat de testen: p190 OF p210                                           | BCRF    | VL 4 gr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | PA10                        |        | PZ9                 |        | edta-volbloed                     | 4 ml    | 5 werkdagen                                                             | CH.HCO.06 |
| BCR-ABL1 mutaties bij therapie-resistentie                                                   | BCRMTR  | EMC                     | formulier IDHO EMC<br>op vrijdag afnemen                                                                                                                                                                                                                                    | Niet<br>EDTA beenmerg<br>of | 2XPA10 | EDTA<br>beenmerg of | 2X PZ9 | EDTA beenmerg of<br>edta-volbloed | 6ml     |                                                                         |           |
| Beenmerg morfologie<br>(ijzerkleuring, Peroxidase kleuring)                                  | CONBM   | VL KT                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Beenmerg                    |        |                     |        |                                   |         | 5 werkdagen                                                             | CH.HCO.03 |
| Benzodiazapinen                                                                              | BENZ    | Apotheek - intern, 4 gr | ook Kreat bepalen                                                                                                                                                                                                                                                           | BR6                         |        | 1x WZ6              |        | urine                             | 2 ml    | bepaling en uitslag op<br>vrijdag, bijcto<br>aanvraag max. 1<br>werkdag |           |
| Berkenpollen 2, blokkerende antistoffen tegen (+ vorig serum) (IgG)                          | Z187    | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GE5                         |        | Oker5               |        | serum                             | 400 µl  |                                                                         |           |
| Beta 2-Microglobuline                                                                        | B2M     | VL 4 gr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GE5                         |        | Oker5               |        | serum                             | 2700 µl | 2 x per week                                                            | CH.KCA.01 |
| Beta 2-Microglobuline in urine (portie)                                                      | B2MU    | IJsselland 4 gr         | Meet de PH van de urine.<br>PH < 6: breng de urine op PH 6-8<br>met 1N NaOH.<br>PH ≥ 6 dan geen actie.                                                                                                                                                                      | BR6                         |        | 1x WZ6              |        | urine                             | 2 ml    |                                                                         |           |
| Beta trace protein in neusvocht                                                              | BTRNEUS | EMC 4gr                 | Indien watje ingeleverd, het watje<br>overzetten in een speciale buis die<br>ook voor de cortisolbepaling<br>gebruikt wordt. Deze 5 min<br>afdraaien op 1999 rcf/4225 rpm<br>en afpipetteren in een aliquot.<br>Dezelfde dag versturen met LabML<br>naar GFO lab Nb-415 EMC | neusvocht                   |        |                     |        |                                   | 200 µl  | dagelijks                                                               |           |
| Beta trace protein in oorvocht                                                               | BTROOR  | EMC 4gr                 | Indien watje ingeleverd, het watje<br>overzetten in een speciale buis die<br>ook voor de cortisolbepaling<br>gebruikt wordt. Deze 5 min<br>afdraaien op 1999 rcf/4225 rpm<br>en afpipetteren in een aliquot.<br>Dezelfde dag versturen met LabML<br>naar GFO lab Nb-415 EMC | oorvocht                    |        |                     |        |                                   | 200 µl  | dagelijks                                                               |           |
| Beta trace protein in overig vocht                                                           | BTROV   | EMC 4gr                 | Indien watje ingeleverd, het watje<br>overzetten in een speciale buis die<br>ook voor de cortisolbepaling<br>gebruikt wordt. Deze 5 min<br>afdraaien op 1999 rcf/4225 rpm<br>en afpipetteren in een aliquot.<br>Dezelfde dag versturen met LabML<br>naar GFO lab Nb-415 EMC | overig vocht                |        |                     |        |                                   | 200 µl  | dagelijks                                                               |           |
| Beta trace protein in serum                                                                  | BTRS    | EMC 4gr                 | Indien watje ingeleverd, het watje<br>overzetten in een speciale buis die<br>ook voor de cortisolbepaling<br>gebruikt wordt. Deze 5 min<br>afdraaien op 1999 rcf/4225 rpm<br>en afpipetteren in een aliquot.<br>Dezelfde dag versturen met LabML<br>naar GFO lab Nb-415 EMC | GE5                         |        | Oker5               |        | serum                             | 200 µl  | dagelijks                                                               |           |
| Bezinking                                                                                    | ESR     | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | PA4                         |        | PZ4                 |        | edta-volbloed                     |         | 8 uur                                                                   | CH.HCO.02 |

|                                                                 |         |                         |                                                                                                                            |         |     |        |       |                     |        |                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|-------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| B-Hcg                                                           | BHCG    | GH + VL                 |                                                                                                                            | LGR3    |     | GrG4   |       | liheparine plasma   |        | 1 werkdag                                                       | CH.END.03     |
| Bijengif 2, blokkerende antistoffen tegen (+ vorig serum) (IgG) | Z202    | Sanquin 4gr             |                                                                                                                            | GE5     |     | Oker5  |       | serum               | 400 µl |                                                                 |               |
| Bijnierschors antistoffen                                       | BIJNIER | Sanquin 4gr             |                                                                                                                            | GE5     |     | Oker5  |       | serum               | 100 µl | 1 x per 2 weken                                                 |               |
| Bilirubine geconjugeerd                                         | BILD    | GH + VL                 |                                                                                                                            | LGR3    |     | GrG4   |       | liheparine plasma   |        | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Bilirubine in liquor (bloedpigmenten)                           | BILIL   | GH + VL                 | materiaal in alu-folie naar lab                                                                                            |         |     |        |       | LIQ                 |        | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Bilirubine in pleuravocht                                       | BIPL    | GH + VL                 |                                                                                                                            |         |     |        |       | PL                  |        | 8 uur                                                           | Niet op scope |
| Bilirubine in wondvocht                                         | BILWV   | GH + VL                 |                                                                                                                            |         |     |        |       | WV                  |        | 8 uur                                                           | Niet op scope |
| Bilirubine totaal                                               | BILT    | GH + VL                 |                                                                                                                            | LGR3    |     | GrG4   |       | liheparine plasma   |        | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Bloedgas arterieel                                              | BGA     | GH + VL                 | binnen 10 min. bepalen                                                                                                     |         |     |        |       | heparine spuit      |        | 1 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Bloedgas arterieel incl. FIO2 + gehele pakket                   | BGAIC   | GH + VL                 | binnen 10 min. bepalen                                                                                                     |         |     |        |       | heparine spuit      |        | 1 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Bloedgas capillair                                              | BGC     | GH + VL                 | binnen 10 min. bepalen                                                                                                     |         |     |        |       | heparine capillair  |        | 1 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Bloedgas in navelstrengbloed                                    | BGN     | GH + VL                 | binnen 10 min. bepalen                                                                                                     |         |     |        |       | heparine spuit      |        | 1 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Bloedgas veneus                                                 | BGV     | GH + VL                 | binnen 10 min. bepalen                                                                                                     |         |     |        |       | heparine spuit      |        | 1 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Bloedgroep/Irreg Daratumumab                                    | BGDARA  | GH + VL                 |                                                                                                                            | ROZ6    |     | ROZ6   |       | edta-plasma         |        | 8 uur                                                           | CH.BTG.02     |
| Bloedsuiker verlagende middelen (Sulfonylureumderivaten)        | SUDV    | Apotheek - extern, 4 gr | De uitvoering valt niet onder ISO-scope verzendlaboratorium; de interpretatie valt niet onder de ISO-scope van de apotheek | Rood6   |     | RZ6    |       | stolbloed           | 3 ml   | 2 weken                                                         |               |
| Brivaracetam                                                    | BRIV    | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                            | Rood6   |     | RZ6    |       | serum               | 0.5 ml |                                                                 |               |
| Butyrylcholinesterase (BChE) genotypering                       | BCLES   | EMC 4gr                 |                                                                                                                            | PA4     | GE5 | PZ4    | Oker5 | edta-volbloed+serum | 4 ml   | wekelijks                                                       |               |
| C1 esteraseremmer activiteit                                    | C1ES    | Sanquin -20 gr          |                                                                                                                            | PA4     |     | PZ4    |       | edta-plasma         | 2 ml   | 10 dagen                                                        |               |
| C1q kwantitatief                                                | C1Q     | Sanquin 4gr             |                                                                                                                            | GE5     |     | Oker5  |       | serum               | 100 µl |                                                                 |               |
| C3 nephritic factor                                             | C3N     | Sanquin -20 gr          | dir afdr/invr, niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                                  | GE5     |     | Oker5  |       | serum               | 75 µl  | 7 dagen                                                         |               |
| C3d kwantitatief                                                | C3D     | Sanquin -20 gr          |                                                                                                                            | PA4     |     | PZ4    |       | edta-plasma         |        | 7 dagen                                                         |               |
| CA 15.3                                                         | CA15    | GH + VL                 |                                                                                                                            | LGR3    |     | GrG4   |       | liheparine plasma   |        | 1 werkdag                                                       | CH.END.03     |
| CA 19.9                                                         | CA19    | IJsselland -20 gr       |                                                                                                                            | GE5     |     | Oker5  |       | serum               | 250 µl | dagelijks                                                       |               |
| CA-125                                                          | CA12    | GH + VL                 |                                                                                                                            | LGR3    |     | GrG4   |       | liheparine plasma   |        | 1 werkdag                                                       | CH.END.03     |
| Cadmium                                                         | CADM    | Medlon 4 gr             | Niet als 1ste buis afnemen                                                                                                 | PA4     |     | PZ4    |       | edta volbloed       | 600 µl | 1 x per week                                                    |               |
| Calcitonine                                                     | CT      | IJsselland -20 gr       | dir afdr/invr, niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                                  | GE5     |     | Oker5  |       | serum               | 800 µl | 1 x per week                                                    |               |
| Calcium                                                         | CA      | GH + VL                 |                                                                                                                            | LGR3    |     | GrG4   |       | liheparine plasma   |        | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Calcium in 24 uren urine                                        | CAUE    | GH + VL                 | aanzuren PH <2                                                                                                             | BR6     |     | 1x WZ6 |       | urine               |        | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Calcium in urine                                                | CAU     | GH + VL                 | aanzuren PH <2                                                                                                             | BR6     |     | 1x WZ6 |       | urine               |        | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Calcium, geïoniseerd                                            | CAION   | GH + VL                 | binnen 10 min. bepalen                                                                                                     |         |     |        |       | arterieel bloedgas  |        | 1 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Calprotectine                                                   | CALP    | VL -20 gr               | supernatant: zie bewaarcond.                                                                                               |         |     |        |       | feces               |        | 5 werkdagen                                                     | CH.IMM.03     |
| CALR mutatie                                                    | CALR    | EMC KT                  | Niet op vrijdag afnemen                                                                                                    | 1x PA10 |     | PZ9    |       | edta volbloed       | 10 ml  |                                                                 |               |
| Candida albicans, precipiterende antistoffen tegen              | Z258    | Sanquin 4gr             |                                                                                                                            | GE5     |     | Oker5  |       | serum               | 500 µl |                                                                 |               |
| Cannabinoiden (Cannabis, THS, Marihuana)                        | CANN    | Apotheek - intern, 4 gr |                                                                                                                            | BR6     |     | 1x WZ6 |       | urine               | 2 ml   | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |               |
| Carbamazepin vrije fractie                                      | CARBFV  | Apotheek - intern, 4 gr | Alleen iom dienstdoende apotheker. Ook Albumine bepalen. De uitvoering valt niet onder ISO-scope apotheek                  | Rood6   |     | RZ6    |       | stolbloed           | 4 ml   | in overleg                                                      |               |

|                                                                                                                                              |        |                         |                                                           |             |      |        |      |                           |                |                                                                 |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|--------|------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Carbamazepine (Tegretol)                                                                                                                     | CARB   | Apotheek - intern, 4 gr |                                                           | Rood6       |      | RZ6    |      | stolbloed                 | 250 µl         | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |               |
| Carnitine vrij                                                                                                                               | CARN   | EMC -20 gr              | dir afdr/invr niet op buitenpoli                          | LGR3        |      | GrG4   |      | heparine-plasma           | 1 ml           | 2 weken                                                         |               |
| CCP, anti - (ook i.p.v. APF = anti perinucleaire factor)                                                                                     | CCP    | VL 4gr                  |                                                           | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     |                | 3 werkdagen                                                     | CH.IMM.01     |
| CDT (cd tect, isotransferrine) Bloedonderzoek!                                                                                               | CDT    | Meander -20 gr          | Legitimatie invoeren                                      | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 1,5 ml -2,0 ml | elke 3 weken                                                    |               |
| CEA                                                                                                                                          | CEA    | GH + VL                 |                                                           | LGR3        |      | GrG4   |      | liheparine plasma         |                | 1 werkdag                                                       | CH.END.03     |
| CEA in ascites                                                                                                                               | CEAS   | GH + VL                 |                                                           |             |      |        |      | ascites                   |                | 1 werkdag                                                       | Niet op scope |
| CEA in bijzondere vochten                                                                                                                    | CEABV  | GH + VL                 |                                                           |             |      |        |      | diverse vochten           |                | 1 werkdag                                                       | Niet op scope |
| Cellen (liquor)                                                                                                                              | BFLIQ  | GH + VL                 | NIET via de buizenpost                                    | LQ          |      |        |      | liquor                    |                | 30 minuten                                                      | CH.HCO.01     |
| Certolizumab (Cimzia), antistoffen tegen                                                                                                     | J303   | Sanquin 4gr             |                                                           | GE35        |      | Oker35 |      | serum                     |                |                                                                 |               |
| Certolizumab (Cimzia), concentratie                                                                                                          | J304   | Sanquin 4gr             |                                                           | GE35        |      | Oker35 |      | serum                     |                |                                                                 |               |
| Ceruloplasmine                                                                                                                               | CERUNW | VL 4gr                  |                                                           | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 250 µl         | 2 x per week                                                    | CH.KCA.01     |
| CH50 titer                                                                                                                                   | CH50   | Sanquin -20 gr          | dir afdr/invr, niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 1 ml           | 12 dagen                                                        |               |
| Chloor in urine                                                                                                                              | CLU    | GH + VL                 |                                                           | BR6         |      | 1x WZ6 |      | urine                     |                | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Chloride                                                                                                                                     | CL     | GH + VL                 |                                                           | LGR3        |      | GrG4   |      | liheparine plasma         |                | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Cholesterol in ascites                                                                                                                       | CHAS   | GH + VL                 |                                                           |             |      |        |      | ascites                   |                | 8 uur                                                           | Niet op scope |
| Cholesterol in pleura                                                                                                                        | CHPL   | GH + VL                 |                                                           |             |      |        |      | pleuravocht               |                | 8 uur                                                           | Niet op scope |
| Cholesterol totaal                                                                                                                           | CHOL   | GH + VL                 |                                                           | LGR3        |      | GrG4   |      | liheparine plasma         |                | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Cholinesterase                                                                                                                               | CLES   | EMC 4gr                 |                                                           | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 2 ml           | Dagelijks                                                       |               |
| Chromogranine A                                                                                                                              | CGA    | EMC -20 gr              |                                                           | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 3 ml           | 1x per week                                                     |               |
| Chroom                                                                                                                                       | CHRO   | Medlon 4 gr             | Niet als 1ste buis afnemen                                | DRG4        |      | GrZ4   |      | heparineplasma            | 600 µl         | 1 x per week                                                    |               |
| Chroom in urine                                                                                                                              | CHRU   | Medlon 4gr              | Ochtend urine min 1 ml verzenden                          | BR6         |      | 1x WZ6 |      | urine                     | 600 µl         | 1 x per week                                                    |               |
| Ciclosporine (Cyclosporine, Neoral, Sandimmune)                                                                                              | CICL   | Apotheek EMC 4gr        |                                                           | PA4         |      | PZ4    |      | edta volbloed             | 2 ml           | 1/2 week                                                        |               |
| Circulerend Immuuncomplex (CIC)                                                                                                              | CIC    | Sanquin 4gr             |                                                           | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 25 µl          | 7 dagen                                                         |               |
| Citalopram (Escitalopram)                                                                                                                    | CITA   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                           | Rood6       |      | RZ6    |      | stolbloed                 | 2 ml           | 1 week                                                          |               |
| Citraat in 24 UURS urine                                                                                                                     | CITRE  | Reinier de Graaf -20 gr | Vul beide buizen uit, meld aan en invriezen               | 2xBR6       |      | 2x WZ6 |      | urine                     | 10 ml          | 1x per week                                                     |               |
| CLL FISH 11q, 17p                                                                                                                            | FISH2  | EMC KT                  | formulier IDHO EMC op vrijdag afnemen Niet                | beenmerg of | DRG4 |        | GrZ4 | beenmerg of heparinebloed | 6 ml           |                                                                 |               |
| CLL FISH 11q, 17p, +12 en 13q                                                                                                                | FISH1  | EMC KT                  | formulier IDHO EMC Niet                                   | beenmerg of | DRG4 |        | GrZ4 | beenmerg of               | 6 ml           |                                                                 |               |
| Clobazam                                                                                                                                     | CLOB   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                           | Rood6       |      | RZ6    |      | stolbloed                 | 2 ml           | 1 week                                                          |               |
| Clomipramine (Anafranil)                                                                                                                     | CLOM   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                           | Rood6       |      | RZ6    |      | stolbloed                 | 2 ml           | 1/2 week                                                        |               |
| Clonazepam (Rivotril)                                                                                                                        | CLON   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                           | Rood6       |      | RZ6    |      | stolbloed                 | 2 ml           | 2 weken                                                         |               |
| Clozapine (Leponex)                                                                                                                          | CLOZ   | Apotheek - intern, 4 gr |                                                           | Rood6       |      | RZ6    |      | stolbloed                 | 4 ml           | bepaling op dinsdag, uitslag op woensdag                        |               |
| Cobalt                                                                                                                                       | COBA   | Medlon 4 gr             | Niet als 1ste buis afnemen                                | DRG4        |      | GrZ4   |      | heparineplasma            | 600 µl         | 1 x per week                                                    |               |
| Cocaine in urine                                                                                                                             | COCA   | Apotheek - intern, 4 gr | ook Kreat bepalen                                         | BR6         |      | 1x WZ6 |      | urine                     | 2 ml           | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1         |               |
| Coeliaki pakket (= Tissue Transglutaminase (IgA), pakket TGA, antistof tegen, anti TTG, ATTG, weefseltransglutaminase) Let op: IgA toevoegen | COEP   | VL 4gr                  |                                                           | GE5         | LGR3 | Oker5  | GrG4 | serum/liheparine plasma   |                | 3 werkdagen                                                     | CH.IMM.06     |
| COEP vervolg (= Anti-tTG (IgG) + Anti-endomysium as (IgG))                                                                                   | COEPV  | Sanquin 4gr             |                                                           | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 300 µl         |                                                                 |               |
| Coffeine                                                                                                                                     | COFF   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                           | Micro Rood  |      |        |      | stolbloed                 | 1,2 ml         | 2 weken                                                         |               |
| Collageen crosslinked C-telopeptide                                                                                                          | CROS   | IJsselland -20 gr       |                                                           | PA4         |      | PZ4    |      | edta-plasma               | 300 µl         | 1 x per week                                                    |               |
| Combinatietest                                                                                                                               | COMBT  | Star 4 gr               |                                                           | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 1 ml           |                                                                 |               |
| Complement C3                                                                                                                                | C3     | VL 4 gr                 |                                                           | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 270 µl         | 2 x per week                                                    | CH.KCA.01     |
| Complement C3 + C4                                                                                                                           | C3C4   | VL 4 gr                 |                                                           | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 270 µl         | 2 x per week                                                    | CH.KCA.01     |
| Complement C4                                                                                                                                | C4     | VL 4 gr                 |                                                           | GE5         |      | Oker5  |      | serum                     | 270 µl         | 2 x per week                                                    | CH.KCA.01     |
| Copeptine (C-terminal pro-arginin-vasopressin, CT-proAVP)                                                                                    | COP    | EMC -20 gr              |                                                           | GE35        |      | Oker35 |      | serum                     | 500 µl         | 1 x per week (vrijdag)                                          |               |
| Cortisol                                                                                                                                     | CORT   | GH + VL                 |                                                           | LGR3        |      | GrG4   |      | Liheparine                | 400 µl         | 1 werkdag                                                       | CH.END.03     |
| Cortisol in hoofdhaar                                                                                                                        | CORTH  | EMC KT                  | formulier EMC                                             |             |      |        |      |                           |                |                                                                 |               |

|                                                                         |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |  |         |                                       |                              |                                              |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--|---------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cortisol in speeksel                                                    | CORTS   | IJsselland -20 gr                     | Afdraai voorwaarden, zie iDoc 036862. Afdr/invr over pipeteren in aliquot (zonder watje)                                                                                                                                                          | speekselwat |      |  |         | speekselwat (ophalen bij bloedafname) |                              | 1 keer per 2 weken                           |                                                                 |
| (Vrij) Cortisol 24 uurs in urine                                        | VCORUE  | IJsselland -20 gr                     | minimaal 3 ml, ingevroren                                                                                                                                                                                                                         | BR6         |      |  | WZ6     | urine                                 |                              | 1x per 2 weken                               |                                                                 |
| Cotinine                                                                | COTI    | Apotheek EMC 4gr                      | ook Kreat bepalen                                                                                                                                                                                                                                 | BR6         |      |  | 1x WZ6  | urine                                 | 1 ml                         | 2 weken                                      |                                                                 |
| Co-trimoxazol                                                           | COTR    | Apotheek EMC 4gr                      |                                                                                                                                                                                                                                                   | PA4         |      |  | PZ4     | edta-plasma                           | 1 ml                         | 2 weken                                      |                                                                 |
| COVID19 aanvraagpakketten, zie Aanvraagpakketten                        |         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |  |         |                                       |                              |                                              |                                                                 |
| COVID19 antistoffen (SARS-CoV-2 antistoffen Totaal), zie MMI bepalingen | CORAST  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |      |  |         |                                       |                              |                                              | CH.CHO.06                                                       |
| C-peptide                                                               | CPEP    | IJsselland -20 gr                     | Nuchter, afdr/invr. Niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                                                                                                                                                    | GE5         |      |  | Oker5   | serum                                 | 300 µl                       | 1x per 2 weken                               |                                                                 |
| C-peptide in urine                                                      | CPEPU   | IJsselland -20 gr                     | volume vermelden                                                                                                                                                                                                                                  | BR6         |      |  | 1x WZ6  | urine                                 | 2 ml (uit 24 uurs )          | 1x per 2 weken                               |                                                                 |
| Creatine kinase                                                         | CK      | GH + VL                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | LGR3        |      |  | GrG4    | liheparine plasma                     |                              | 8 uur                                        | CH.KCA.01                                                       |
| CRP                                                                     | CRP     | GH + VL                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | LGR3        |      |  | GrG4    | liheparine plasma                     |                              | 8 uur                                        | CH.KCA.01                                                       |
| CRP-POC                                                                 | CRPP    | GH + VL                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | vingerprik  |      |  |         | capillair bloed                       |                              | direct                                       | CH.KCA.01                                                       |
| Cryoglobuline (afnemen in verwarmde buis)                               | CRYO    | GH + VL                               | niet afnemen op buitenpoli, direct na afname in verwarmde verpakking doen en in blauwe koker naar KCLT, direct naar LSO/LST (37°C). Bel direct KCLT bij opsturen van de blauwe koker. Afname binnen kantoortijden. Buiten deze tijden, in overleg | 2XRood6     |      |  | 2x RZ6  | stolbloed                             |                              | op werkdagen in gezet aflezen na 5 werkdagen | CH.KCA.03                                                       |
| CSF3R mutatie                                                           | CSF3R   | EMC KT                                | formulier IDHO EMC, niet op vrijdag afnemen                                                                                                                                                                                                       | PA10        |      |  | PZ9     | edta volbloed                         | 10 ml                        |                                              |                                                                 |
| CTX/crosslink en P1NP                                                   | CTCROSS | IJsselland -20 gr                     | nuchter afnemen                                                                                                                                                                                                                                   | PA4         |      |  | PZ4     | edta-plasma                           |                              |                                              |                                                                 |
| Cylinders in urine                                                      | CYLI    | GH + VL                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | BR6         |      |  | 1x WZ6  | urine                                 |                              | 1 uur                                        | CH.KCA.09                                                       |
| CYP2C19                                                                 | CYP2C19 | VL -20 gr                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | PA4         |      |  | PZ4     | edta bloed                            | 1 ml                         | 1 werkweek                                   | CH.HCO.06                                                       |
| Cystatine C in bloed                                                    | CYSTAC  | EMC 4 gr                              |                                                                                                                                                                                                                                                   | DRG4        |      |  | GrZ4    | heparineplasma                        | Volwassen: 2 ml en           | Dagelijks                                    |                                                                 |
| Cystine/kreatinine in 24 uurs urine                                     | CYSKR   | Reinier de Graaf -20 gr               | Afscheren van licht. NIET op vrij-, zat- of zon/feestdag verzenden. Volume vermelden                                                                                                                                                              | BR10        |      |  | 2x WZ6  | 24-uurs urine                         | 10 ml                        | 2 maanden                                    |                                                                 |
| Dabigatran concentratie (dTT )                                          | DABI    | EMC -20 gr                            | 2x afdr/dir invr,binnen 4u, niet op buitenpoli                                                                                                                                                                                                    | LBL27       |      |  | LBZ3    | citraatplasma                         | 1 ml                         | 4 uur                                        |                                                                 |
| DAT (directe coombs)                                                    | DAT     | GH + VL                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | ROZ6        |      |  | ROZ6    | edta volbloed                         |                              | 8 uur                                        | CH.BTG.02                                                       |
| DDAVP                                                                   | DDAVP   | VL -20 gr                             | direct 2 x afdr, elke buis apart afpipetteren in eigen 5ml rondbodembuisje/ dir invr Niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                                                                                   | 2XLBL27     |      |  | 2x LBL3 | citraatplasma                         | 1 ml                         | 2 weken                                      | CH.TRH.01                                                       |
| D-Dimeer                                                                | DDEL    | GH + VL                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | LBL27       |      |  | LBZ3    | citraatplasma                         |                              | 6 uur                                        | CH.TRH.01                                                       |
| Delta-Aminolevulinezuur (d-ALA) 24 uurs urine                           | DALA    | EMC 4 gr (max 1 dag), op KT versturen | EMC formulier. In het donker, noteer volume. Indien versturen binnen 1 dag niet mogelijk is dan invriezen en later met vrieskokerkje                                                                                                              | 2XBR6       |      |  | 2x WZ6  | urine                                 | 10 ml (24 uurs)              | 5 werkdagen                                  |                                                                 |
| Dexamethason remmingstest                                               | DEXA    | GH + VL                               | Kan in combinatie met Metanefrine (EDTA op ijs) worden afgenomen. Let wel op de verschillende afname materialen/condities                                                                                                                         | LGR3        |      |  | GrG4    | liheparine plasma                     |                              | 1 werkdag                                    | CH.END.06                                                       |
| DHEA (dihydroepiandrosterone)                                           | DHEA    | EMC -20 gr                            |                                                                                                                                                                                                                                                   | GE5         |      |  | Oker5   | serum                                 | 500 µl                       | 1x per week.                                 |                                                                 |
| DHEAS (dehydro-epi-androsteron sulfaat)                                 | DEAS    | IJsselland -20 gr                     |                                                                                                                                                                                                                                                   | GE5         |      |  | Oker5   | serum                                 | 300 µl                       | 1x per week                                  |                                                                 |
| Digoxine (Lanoxin)                                                      | DIGO    | Apotheek - intern, 4 gr               | ook kalium bepalen                                                                                                                                                                                                                                | Rood6       | LGR3 |  | RZ6     | GrG4                                  | stolbloed en heparine plasma | 250 µl                                       | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |



|                                                                                                                                                                            |        |                         |                                                                                                                                             |        |       |             |             |                         |                  |                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Diuretica                                                                                                                                                                  | DIUR   | Apotheek - extern, 4 gr | De uitvoering valt niet onder ISO-scope verzendlaboratorium; de interpretatie valt niet onder de ISO-scope van de apotheek                  | BR6    |       | 1x WZ6      |             | urine                   | 5 ml             | in overleg                              |           |
| DNA onderzoek Kinderen                                                                                                                                                     | ODNA   | Div. labs               | <a href="#">zie verzendboek</a>                                                                                                             | 1XPA4  |       | PZ4         |             | edta volbloed           | 4 ml             | 1x per maand                            |           |
| DNA onderzoek Volwassenen                                                                                                                                                  | ODNA   | Div. labs               | <a href="#">zie verzendboek</a>                                                                                                             | 2XPA10 |       | 2X PZ9      |             | edta volbloed           | 18 ml            | 1x per maand                            |           |
| <a href="#">DNA onderzoek voor erfelijke dyslipidemie fam. hypertriglyceridemie, fam. hypercholesterolemie, stoeh, leefh</a>                                               | LDNA   | AMC KT                  | <a href="#">Aanvraagformulier AMC invullen op donderdag en vrijdag niet verzenden</a>                                                       | 2XPA10 |       | 2X PZ9      |             | edta volbloed           | 10 ml (kind 4ml) | 3 maanden                               |           |
| Dosulepine                                                                                                                                                                 | DOSU   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                             | Rood6  |       | RZ6         |             | stolbloed               | 4 ml             | 2 weken                                 |           |
| Doxepine                                                                                                                                                                   | DOXE   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                             | Rood6  |       | RZ6         |             | stolbloed               | 4 ml             | 2 weken                                 |           |
| DPPX, antistoffen tegen                                                                                                                                                    | DPPX   | EMC 4 gr                | liquor (niet afgedraaid), indien als nabepaling aangevraagd mag er bevroren afgedraaide spijsliquor gebruikt worden. Ook versturen bij 4 gr | GE5    | LQ    | Oker5       |             | serum of liquor         | 2 ml             | 1 à 2 weken                             |           |
| DPYD, genotypering                                                                                                                                                         | DPD    | <b>VL -20 gr</b>        | liefst ingevroren, mag ook op kamertemp of koelkast, indien na aankomst invriezen                                                           | PA4    |       | PZ4         |             | edta volbloed           | 2 ml             | <b>5 werkdagen</b>                      | CH.HCO.06 |
| Drugsscreening, screening op amfetaminen, benzodiazepinen, cannabinoïden, cocaïne, GHB en opiaten<br><a href="#">Duivenfaeces, serum, precipiterende antistoffen tegen</a> | XDOA   | Apotheek - intern, 4 gr | Ook Kreatinine bepalen !                                                                                                                    | BR6    |       | 1x WZ6      |             | urine                   | 2 ml             | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito |           |
|                                                                                                                                                                            | Z259   | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5       |             | serum                   | 500 µl           | 19 dagen                                |           |
| Dysmorfe erythrocyten (verse urine en direct inleveren!)                                                                                                                   | DERY   | <b>GH + VL</b>          | Alleen in verse urine<br><b>Niet op buitenpoli</b>                                                                                          | BR6    |       | 1x WZ6      |             | urine                   |                  | <b>1 uur</b>                            | CH.KCA.09 |
| Edoxaban (Lixiana)                                                                                                                                                         | EDOX   | EMC -20 gr              | binnen 2 uur na afname, 2x afdr. 1x 15 minuten bij 2500g, daarna afpipeteren en plasma nogmaals 15 minuten afdraaien, plasma                | LBL27  |       | LBZ3        |             | citraatplasma           | 1 ml             |                                         |           |
| eGFR (CKD-EPI)                                                                                                                                                             | EGFR   | <b>GH + VL</b>          | eGFR ber. vanaf 18 jaar                                                                                                                     | LGR3   |       | <b>GrG4</b> |             | liheparine plasma       |                  | <b>8 uur</b>                            | CH.KCA.01 |
| Eiwit 24 uur                                                                                                                                                               | TEUE   | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | BR6    |       | 1x WZ6      |             | urine                   |                  | <b>8 uur</b>                            | CH.KCA.01 |
| Eiwit in urine (portie)                                                                                                                                                    | TEU    | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | BR6    |       | 1x WZ6      |             | urine                   |                  | <b>8 uur</b>                            | CH.KCA.01 |
| Eiwit liquor                                                                                                                                                               | TEL    | <b>VL, 4 gr</b>         | afgedraaide liquor                                                                                                                          | LQ     |       |             |             | Liquor                  |                  | <b>8 uur</b>                            | CH.KCA.01 |
| Eiwit spectrum / eiwit elektroforese (+ totaal eiwit)                                                                                                                      | ELEC   | <b>VL, 4 gr</b>         |                                                                                                                                             | GE35   | LGR3  | Oker35      | <b>GrG4</b> | serum, plasma           |                  | <b>5 werkdagen</b>                      | CH.HCO.05 |
| Eiwit spectrum in urine                                                                                                                                                    | EIWSPU | <b>VL, 4 gr</b>         |                                                                                                                                             | BR6    |       | 1x WZ6      |             | urine                   |                  | <b>5 werkdagen</b>                      | CH.HCO.05 |
| Elastase                                                                                                                                                                   | FELA   | <b>VL -20 gr</b>        | bepaalt op: dinsdag                                                                                                                         |        |       |             |             | feces                   |                  | 1 x per 2 weken                         | CH.IMM.03 |
| <a href="#">Elipto-poikilocytose gen panel</a>                                                                                                                             | X012   | Sanquin KT              |                                                                                                                                             | PA4    |       | PZ4         |             | edta volbloed           |                  |                                         |           |
| Endoxifen/Tamoxifen                                                                                                                                                        | TAMO   | Apotheek EMC 4gr        | De uitvoering valt niet onder ISO-scope verzendlaboratorium                                                                                 | DRG4   |       | GrZ4        |             | heparine plasma         | 2 ml             | 2 weken                                 |           |
| <a href="#">Enzym-, functioneel- en RNA onderzoek</a>                                                                                                                      | ENZGO  | EMC KT                  | <a href="#">niet afdraaien, niet op vrijdag afnemen, form EMC meesturen</a>                                                                 | DRG4   |       | GrZ4        |             | heparinebloed           | 4 ml             |                                         |           |
| <a href="#">Enzympakket (omvat G6PD,GSR en PK, cascade draagsterschap G6PD deficiëntie)</a>                                                                                | ENZY   | Sanquin 4gr             | Ma tot do met Pursang bode en op vrijdag alleen na telefonisch overleg Pursang 020-512 3341                                                 | PA4    |       | PZ4         |             | edta volbloed           | 1 ml bij baby's  | 5 dagen                                 |           |
| Erythrocyten / RBC indices                                                                                                                                                 | RBC    | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | PA4    |       | PZ4         |             | edta volbloed           |                  | <b>8 uur</b>                            | CH.HCO.01 |
| <a href="#">Erythrocyten antigeen vader (E946)</a>                                                                                                                         | ERYVAD | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                             | PA10   |       | PZ9         |             | edta volbloed           | 2 ml             | 7 dagen                                 |           |
| <a href="#">Erythrocytenserologie na pos antisofscr,12e wk zwanger (E944)</a>                                                                                              | IAPSI  | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                             | PA10   | 2xR06 | PZ9         | RZ6         | edta                    |                  | 5 dagen                                 |           |
| <a href="#">Erytropoëtine /EPO</a>                                                                                                                                         | ERYT   | Meander -20 gr          |                                                                                                                                             | GE5    |       | Oker5       |             | serum                   | 500 µl           | 1x per week                             |           |
| <a href="#">Etanercept (Enbrel, Benepali), concentratie</a>                                                                                                                | J295   | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                             | GE35   |       | Oker35      |             | serum                   | 1 ml             |                                         |           |
| Ethosuximide                                                                                                                                                               | ETHO   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                             | Rood6  |       | RZ6         |             | stolbloed               | 6 ml             | 1 week                                  |           |
| Ethyleenglycol                                                                                                                                                             | ETHY   | Apotheek - intern, 4 gr | Alleen iom dienstdoende apotheker                                                                                                           | Rood6  | DRG4  | RZ6         | GrZ4        | stolbloed/heparinebloed | 3 ml + 3 ml      | in overleg                              |           |
| Everolimis                                                                                                                                                                 | EVER   | Apotheek EMC 4gr        |                                                                                                                                             | PA4    |       | PZ4         |             | EDTA plasma             | 250 µl           | 1/2 weken                               |           |

|                                                                                                                                                                                                                 |        |                         |                                                                                                                  |             |      |         |      |                           |        |                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Factor II activiteit                                                                                                                                                                                            | FA2A   | EMC -20 gr              | dir 2x afdr/invr niet op buitenpoli                                                                              | LBL27       |      | LBZ3    |      | citraatplasma             | 1 ml   | binnen 14 dagen                                                |           |
| Factor II mutatie                                                                                                                                                                                               | FA2M   | VL -20 gr               | Invriezen, V12, lade 3. <b>Alleen</b> primaire buis is bruikbaar                                                 | PA4         |      | PZ4     |      | edta volbloed             | 2 ml   | 10 werkdagen                                                   | CH.HCO.06 |
| factor IX activiteit                                                                                                                                                                                            | FA9A   | EMC -20 gr              | dir 2x afdr/invr niet op buitenpoli                                                                              | LBL27       |      | LBZ3    |      | citraatplasma             | 1 ml   | binnen 14 dagen                                                |           |
| Factor V activiteit                                                                                                                                                                                             | FA5A   | EMC -20 gr              | dir 2x afdr/invr niet op buitenpoli                                                                              | LBL27       |      | LBZ3    |      | citraatplasma             | 1 ml   | binnen 14 dagen                                                |           |
| Factor V Leiden genmutatie (ook ipv APC resistentie)                                                                                                                                                            | FA5L   | VL -20 gr               | Invriezen, V12, lade 3. <b>Alleen</b> primaire buis is bruikbaar                                                 | PA4         |      | PZ4     |      | edta volbloed             | 2 ml   | 10 werkdagen                                                   | CH.HCO.06 |
| Factor VII activiteit                                                                                                                                                                                           | FA7A   | EMC -20 gr              | dir 2x afdr/invr niet op buitenpoli                                                                              | LBL27       |      | LBZ3    |      | citraatplasma             | 1 ml   | binnen 14 dagen                                                |           |
| Factor VIII activiteit                                                                                                                                                                                          | FA8A   | VL -20 gr               | direct 2 x afdr, elke buis apart afpipetteren in <b>eigen 5 ml rondbodembuisje/</b> dir invr, niet op buitenpoli | LBL27       |      | LBZ3    |      | citraatplasma             |        | 10 werkdagen                                                   | CH.TRH.01 |
| Factor X activiteit                                                                                                                                                                                             | FA10A  | EMC -20 gr              | dir 2x afdr/invr niet op buitenpoli                                                                              | LBL27       |      | LBZ3    |      | citraatplasma             | 1 ml   | binnen 14 dagen                                                |           |
| Factor XI activiteit                                                                                                                                                                                            | FA11A  | EMC -20 gr              | dir 2x afdr/invr niet op buitenpoli                                                                              | LBL27       |      | LBZ3    |      | citraatplasma             | 1 ml   | binnen 14 dagen                                                |           |
| Factor XII activiteit                                                                                                                                                                                           | FA12A  | EMC -20 gr              | dir 2x afdr/invr niet op buitenpoli                                                                              | LBL27       |      | LBZ3    |      | citraatplasma             | 1 ml   | binnen 14 dagen                                                |           |
| Factor XIII activiteit                                                                                                                                                                                          | FA13   | EMC -20 gr              | dir 2x afdr/invr niet op buitenpoli                                                                              | LBL27       |      | LBZ3    |      | citraatplasma             | 1 ml   | binnen 14 dagen                                                |           |
| Factoren pakket (C1q, C3, C4)                                                                                                                                                                                   | FACPAK | Sanquin 4gr             |                                                                                                                  | GE5         |      | Oker5   |      | serum                     |        | 10 dagen                                                       |           |
| Farmacogenetisch onderzoek (CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, CYP3A5, BChE, NUDT15, UGT1A9, ABCB1, ABCG2, SLC01B1, HLA-A*31:01, HLA-B*15:02, HLA-B*57:01, HLA-B*58:01, GADL1, VKORC1, EGFR T790M) | FARGO  | EMC 4 gr                | Niet invriezen, verzenden bij kamertemperatuur, <b>EMC formulier meesturen</b>                                   | PA4         |      | PZ4     |      | edta bloed                | 4 ml   | 2 weken                                                        |           |
| Fenobarbital (Luminal)                                                                                                                                                                                          | FEB    | Apotheek -extern, 4 gr  |                                                                                                                  | Rood6       |      | RZ6     |      | stolbloed                 | 2 ml   | 1 week                                                         |           |
| Fenytoïne (Diphantoïne)                                                                                                                                                                                         | FENY   | Apotheek - intern, 4 gr |                                                                                                                  | Rood6       |      | RZ6     |      | stolbloed                 | 250 µl | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcto aanvraag max. 1 werkdag |           |
| Fenytoïne vrije fractie                                                                                                                                                                                         | FENYVF | Apotheek - extern, 4 gr | Alleen iom dienstdoende apotheker. Ook Albumine bepalen                                                          | Rood6       |      | RZ6     |      | stolbloed                 | 8 ml   | in overleg                                                     |           |
| Ferritine                                                                                                                                                                                                       | FER    | GH + VL                 |                                                                                                                  | LGR3        |      | GrG4    |      | liheparine plasma         |        | 1 werkdag                                                      | CH.KCA.01 |
| Fib-4                                                                                                                                                                                                           | FIB-4  | GH + VL                 | fib-4 berekening                                                                                                 | LGR3        | PA4  | GrG4    | PZ4  |                           |        | 8 uur                                                          | CH.KCA.01 |
| Fibrinogeen                                                                                                                                                                                                     | FIB    | GH + VL                 |                                                                                                                  | LBL27       |      | LBZ3    |      | citraatplasma             | 1 ml   | 8 uur                                                          | CH.TRH.01 |
| Fibrinogeen, functioneel                                                                                                                                                                                        | H006   | Sanquin -20 gr          |                                                                                                                  | 2xLBL27     |      | 2x LBL3 |      | citraatplasma             | 2 ml   |                                                                |           |
| Fibroblast groeifactor-23 (FGF23)                                                                                                                                                                               | FGF23  | AMC -20 gr              | formulier UMC/AMC meesturen, nuchter afnemen                                                                     | PA4         |      | PZ4     |      | edta-plasma               | 1 ml   | 1x per maand                                                   |           |
| FISH & array MM                                                                                                                                                                                                 | FISH4  | EMC KT                  | formulier IDHO EMC, niet op vrijdag afnemen                                                                      | beenmerg of | DRG4 |         | GrZ4 | beenmerg of heparinebloed | 6 ml   |                                                                |           |
| FISH beenmerg                                                                                                                                                                                                   | FISH   | EMC KT                  | formulier EMC meesturen, niet op vrijdag afnemen                                                                 | DRG4        |      |         | GrZ4 | beenmerg                  |        | 1 x per maand                                                  |           |
| FISH eosinofilie                                                                                                                                                                                                | FISH3  | EMC KT                  | formulier IDHO EMC op vrijdag afnemen Niet                                                                       | beenmerg of | DRG4 |         | GrZ4 | beenmerg of heparinebloed | 6 ml   |                                                                |           |
| FISH perifeer bloed                                                                                                                                                                                             | FISH   | EMC KT                  | formulier EMC meesturen niet op vrijdag afnemen                                                                  | DRG4        |      |         | GrZ4 | heparinebloed             | 2x4ml  |                                                                |           |
| Flecainide                                                                                                                                                                                                      | FLECD  | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                  | Rood6       |      | RZ6     |      | stolbloed                 | 2 ml   | 2 weken                                                        |           |
| Fluoxetine (Prozac)                                                                                                                                                                                             | FLUO   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                  | Rood6       |      | RZ6     |      | stolbloed                 | 2 ml   | 1 week                                                         |           |
| Flupentixol                                                                                                                                                                                                     | FLUP   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                  | Rood6       |      | RZ6     |      | stolbloed                 | 4 ml   | 2 weken                                                        |           |
| Fluvoxamine (Fevarin)                                                                                                                                                                                           | FLUV   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                  | Rood6       |      | RZ6     |      | stolbloed                 | 2 ml   | 1 week                                                         |           |

|                                                                          |        |                             |                                                                                                                                                                                 |                   |      |        |                |                               |        |                      |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|----------------|-------------------------------|--------|----------------------|------------------------|
| Foetaal hemoglobine (Fetal cell count, Kleihauertest)                    | FHBH   | VL 4 gr                     | Op werkdagen volgende dag met bode. Aanvraag na 12 uur op vrijdag/dag voor feestdag wordt de eerstvolgende doordeweekse werkdag bepaald binnen 72 uur na afname                 | PA4               |      | PZ4    |                | edta volbloed                 |        | 2 werkdagen          | CH.HCO.04              |
| Foetale Rhesus D,C,c,E of K genotypering (E043)                          | FAGGEN | Sanquin 4gr                 | Alleen na tel overleg. Binnen 48 uur, niet op vrijdag inzenden                                                                                                                  | 3XPA10            |      | 4X PZ9 |                | edta-volbloed                 | 30 ml  |                      |                        |
| Foliumzuur, folaat                                                       | FOLI   | GH + VL                     |                                                                                                                                                                                 | LGR3              |      | GrG4   |                | liheparine plasma             |        | 1 werkdag            | CH.KCA.01              |
| Fosfaat                                                                  | FOSF   | GH + VL                     |                                                                                                                                                                                 | LGR3              |      | GrG4   |                | liheparine plasma             |        | 8 uur                | CH.KCA.01              |
| Fosfaat 24 uren                                                          | FOSUE  | GH + VL                     | pH < 5.0                                                                                                                                                                        | BR6               |      | 1x WZ6 |                | urine                         |        | 8 uur                | CH.KCA.01              |
| Fosfaat in urine                                                         | FOSU   | GH + VL                     | pH < 5.0                                                                                                                                                                        | BR6               |      | 1x WZ6 |                | urine                         |        | 8 uur                | CH.KCA.01              |
| Free Androgen Index                                                      | FAI    | GH + VL + IJsselland -20 gr | berekening uit testosteron en SHBG                                                                                                                                              | GE5               | LGR3 | Oker5  | GrG4           | serum/ liheparine plasma      |        | dagelijks            | CH.END.03              |
| Fructosamine                                                             | FRUC   | IJsselland -20 gr           |                                                                                                                                                                                 | GE5               |      | Oker5  |                | serum                         | 250 µl | dagelijks (24/7)     |                        |
| FSH                                                                      | FSH    | GH + VL                     |                                                                                                                                                                                 | LGR3              |      | GrG4   |                | heparineplasma                |        | 1 werkdag            | CH.END.03              |
| <b>FUNCTIONIEPROEVEN/TESTEN:</b>                                         |        |                             |                                                                                                                                                                                 |                   |      |        |                |                               |        |                      |                        |
| Groeihormoon arginine test                                               | GAT    | GH + IJsselland -20 gr      | Formulier staat in Zenya                                                                                                                                                        | GE5/GRY2/<br>LGR3 |      | Oker5  | GrG4 + grijs 2 | serum/nafl/hep                |        |                      | CH.END.03<br>CH.KCA.12 |
| Groeihormoon clonidinetest                                               | GCT    | GH + IJsselland -20 gr      | Formulier staat in Zenya                                                                                                                                                        | GE5/GRY2/<br>LGR3 |      | Oker5  | GrG4 + grijs 2 | serum/nafl/hep                |        |                      | CH.END.03<br>CH.KCA.12 |
| HDL-cholesterol                                                          | HDL    | GH + VL                     |                                                                                                                                                                                 | LGR3              |      | GrG4   |                | liheparine plasma             |        | 8 uur                | CH.KCA.01              |
| Insuline resistentie curve met OGTT                                      |        | IJsselland -20 gr           | afdr/invr<br>Insuline t=0<br>Insuline t= 30 min<br>Insuline t= 60 min<br>Insuline t= 120 min<br><br>Glucose t=0<br>Glucose t= 30 min<br>Glucose t= 60 min<br>Glucose t= 120 min | GE5               |      | Oker5  |                | serum                         | 800 µl |                      |                        |
| Klassieke Lactose belasting test (LTT), <b>aanvraag ALLEEN iom LKcVd</b> | LTT    | GH + VL                     | diverse afnamemomenten                                                                                                                                                          | GRY               |      | Grijs2 |                | natriumfluoride               |        | 8 uur                | CH.KCA.12              |
| Lage dosis ACTH test (kind)                                              | LDOSK  | GH + VL                     | Cortisol KT<br>ACTH dir afdr/invr. Alleen klinische afname, zijn 5 afname momenten (T= 0/20/30/40/60)                                                                           | PA4               | LGR3 | PZ4    | GrG4           | Edta-plasma/Liheparine plasma |        | 1 werkdag (cortisol) | CH.END.03              |
| LDL-cholesterol                                                          | LDL    | GH + VL                     | berekening                                                                                                                                                                      |                   |      |        |                |                               |        | 8 uur                | CH.KCA.01              |
| Lucrine test                                                             | LUCR   | GH + VL                     | Alleen klinische afname: 2 afname momenten (T = -5 min en T = 180 min)                                                                                                          | LGR3              |      | GrG4   |                | heparineplasma                |        | 1 werkdag            | CH.END.03              |
| Metyrapon test                                                           | METYR  | GH+VL                       | Cortisol KT, 11-desoxycortisol: afdr/invr, ACTH: dir afdr/invr. Alleen klinische afname: 2 afname momenten (T= 0 uur en T = 24 uur)                                             | GE5 / LGR3 / PA4  |      | Oker5  | GrG4+ PZ4      | serum/hep-plasma/edta-plasma  |        | 1 werkdag (cortisol) | CH.END.03              |
| non-HDL-cholesterol                                                      |        | GH + VL                     | berekening                                                                                                                                                                      |                   |      |        |                |                               |        | 8 uur                | CH.KCA.01              |
| Orale glucose tolerantie test diagnose DM (kind)                         | OGTTK  | GH + VL                     | gluc nuch + 2 u na inname                                                                                                                                                       | GRY               |      | Grijs2 |                | natriumfluoride               |        | 8 uur                | CH.KCA.12              |
| Orale glucose tolerantie test, OGTT zwangerschap                         | OGTT   | GH + VL                     | gluc nuch + 2 u na inname                                                                                                                                                       | GRY               |      | Grijs2 |                | natriumfluoride               |        | 8 uur                | CH.KCA.12              |
| Synacthentest 1ug                                                        | SYN1   | GH -20 gr + VL              | Cortisol KT<br>ACTH <b>Op ijs</b> , dir afdr/invr. Niet op buitenpoli's, zijn 4 afname momenten (T= -15/0/30/60)                                                                | PA4               | LGR3 | PZ4    | GrG4           | Edta-plasma/Liheparine plasma |        | 1 werkdag (cortisol) | CH.END.03              |
| Synacthentest volwassenen (250ug), Tetracosactide stimulatietest         | SYN250 | GH -20 gr + VL              | Cortisol KT<br>ACTH <b>Op ijs</b> , dir afdr/invr. Niet op buitenpoli's, zijn 2 afname momenten (T= 0 en T = 30)                                                                | PA4               | LGR3 | PZ4    | GrG4           | Edta-plasma/Liheparine plasma |        | 1 werkdag (cortisol) | CH.END.03              |

|                                                                                                       |         |                         |                                                                                                                                             |                  |        |        |        |                                |          |                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Voor <b>urine onderzoek CBR</b> : niet aannemen, maar patiënt door sturen naar een ander laboratorium |         |                         |                                                                                                                                             |                  |        |        |        |                                |          |                                                                 |               |
| GABAb-receptoren                                                                                      | GABAR   | EMC 4gr                 | liquor (niet afgedraaid), indien als nabepaling aangevraagd mag er bevroren afgedraaide spijsliquor gebruikt worden. Ook versturen bij 4 gr | GE5              | LQ     | Oker5  |        | serum of liquor                | 400 µl   |                                                                 |               |
| Gabapentine                                                                                           | GABA    | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                             | Rood6            |        | RZ6    |        | stolbloed                      | 2 ml     | 2 weken                                                         |               |
| GAD, antistoffen tegen (liquor)                                                                       | GADLIQ  | EMC 4 gr                | liquor (niet afgedraaid), indien als nabepaling aangevraagd mag er bevroren afgedraaide spijsliquor gebruikt worden. Ook versturen bij 4 gr | LQ               |        |        |        | liquor                         | 2 ml     | 1 à 2 weken                                                     |               |
| Galzure zouten                                                                                        | GALZ    | <b>GH 4gr</b>           |                                                                                                                                             | GE5              |        | Oker5  |        | serum                          | 250 µl   | <b>1 werkdag</b>                                                | CH.KCA.01     |
| Ganciclovir                                                                                           | GANC    | Apotheek EMC 4gr        |                                                                                                                                             | PA4              |        | PZ4    |        | EDTA plasma                    | 1 m      | 1 week                                                          |               |
| Ganglioside GM1 (antistoffen tegen)                                                                   | AGM1    | EMC 4gr                 |                                                                                                                                             | GE5              |        | Oker5  |        | serum                          | 400 µl   |                                                                 |               |
| Ganglioside GQ1b, (antistoffen tegen )                                                                | AGQ1    | EMC 4gr                 |                                                                                                                                             | GE5              |        | Oker5  |        | serum                          | 400 µl   |                                                                 |               |
| Gastrine                                                                                              | GAST    | EMC -20 gr              | dir afdr/invr, niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                                                   | GE5              |        | Oker5  |        | serum                          | 500 µl   | 1x per 2 weken                                                  |               |
| Genenpakket gericht op vraagstelling                                                                  | GENPAK  | EMC KT                  | Formulier IDHO EMC, Niet op vrijdag afnemen en altijd overleg met KC of deze aanvraag ingestuurd mag worden                                 | EDTA beenmerg of | 2XPA10 |        | 2x PZ9 | EDTA beenmerg of EDTA volbloed | 6 ml     | 15 werkdagen                                                    |               |
| Gentamicine Dal spiegel                                                                               | GENTD   | Apotheek - intern, 4 gr |                                                                                                                                             | Rood6            |        | RZ6    |        | stolbloed                      | 250 µl   | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |               |
| Gentamicine Top spiegel                                                                               | GENTT   | Apotheek 4 gr           |                                                                                                                                             | Rood6            |        | RZ6    |        | stolbloed                      | 250 µl   | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |               |
| GGT (gamma GT)                                                                                        | GGT     | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | LGR3             |        | GrG4   |        | liheparine plasma              |          | <b>8 uur</b>                                                    | CH.KCA.01     |
| GHB in serum                                                                                          | GHBS    | Apotheek - intern, 4 gr | Alleen iom dienstdoende apotheker                                                                                                           | Rood6            |        | RZ6    |        | stolbloed                      | 5 ml     | in overleg                                                      |               |
| GHB in urine                                                                                          | GHBU    | Apotheek - intern, 4 gr |                                                                                                                                             | BR6              |        | WZ6    |        | urine                          | 2 ml     | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |               |
| Glucose                                                                                               | GLUC    | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | GRY              |        | Grijs2 |        | natriumfluoride                |          | <b>8 uur</b>                                                    | CH.KCA.01     |
| Glucose in ascites                                                                                    | GLAS    | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             |                  |        |        |        | ascitis                        |          | <b>8 uur</b>                                                    | Niet op scope |
| Glucose in pleurvocht                                                                                 | GLPL    | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             |                  |        |        |        | pleurvocht                     |          | <b>8 uur</b>                                                    | Niet op scope |
| Glucose in wondvocht                                                                                  | GLUCWV  | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             |                  |        |        |        | bijzondervocht                 |          | <b>8 uur</b>                                                    | Niet op scope |
| Glucose liquor                                                                                        | GLPL    | <b>GH + VL</b>          | afgedraaide liquor                                                                                                                          | LQ               |        |        |        | liquor                         |          | <b>8 uur</b>                                                    | CH.KCA.01     |
| Glucose nuchter                                                                                       | GLUN    | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | GRY              |        | Grijs2 |        | natriumfluoride                |          | <b>8 uur</b>                                                    | CH.KCA.01     |
| Glucose POCT                                                                                          | GLUP    | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | vingerprik       |        |        |        | capillair bloed                |          | <b>direct</b>                                                   | CH.KCA.01     |
| Glycine-receptor, antistoffen tegen                                                                   | GLYR    | EMC 4 gr                | research bepaling door neuro-oncologie                                                                                                      | GE5              |        | Oker5  |        | serum                          | 400 µl   |                                                                 |               |
| Graspollen 2, blokkerende antistoffen tegen (+ vorig serum) (IgG)                                     | Z154    | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                             | GE5              |        | Oker5  |        | serum                          | 400 µl   |                                                                 |               |
| Groeihormoon                                                                                          | HGH     | <b>GH -20 gr</b>        |                                                                                                                                             | GE5              |        | Oker5  |        | serum                          | 350 µl   | 1x per week                                                     | CH.END.03     |
| Haloperidol (Haldol)                                                                                  | HALO    | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                             | Rood6            |        | RZ6    |        | stolbloed                      | 4 ml     | 1 week                                                          |               |
| Hand-differentiatie (DIFX/DIFI of GH: AMONO, indien arts alleen dif wil)                              | DIFI    | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | PA4              |        | PZ4    |        | edta volbloed                  |          | <b>1 werkdag</b>                                                | CH.HCO.01     |
| Haptoglobine                                                                                          | HAP     | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | LGR3             |        | GrG4   |        | Liheparine                     |          | <b>1 werkdag</b>                                                | CH.KCA.01     |
| HbA1c                                                                                                 | GLHB    | <b>GH + VL</b>          | ook voor aanvraag: fructosamine                                                                                                             | LP2              |        | PZ4    |        | edta volbloed                  |          | <b>1 werkdag</b>                                                | CH.KCA.06     |
| HbA1c bij bekende Hb-variant                                                                          | HBVAR   | Isala Zwolle 4gr        |                                                                                                                                             | LP2              |        | PZ4    |        | edta volbloed                  | 2 ml     | 1x per week                                                     |               |
| Hematocriet                                                                                           | HCT     | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | PA4              |        | PZ4    |        | edta volbloed                  |          | <b>8 uur</b>                                                    | CH.HCO.01     |
| Hemodialyse screening                                                                                 | HDS     | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | GE5              |        | Oker5  |        | serum                          | onbekend | <b>8 uur</b>                                                    | CH.KCA.01     |
| Hemoglobine*                                                                                          | HB      | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             | PA4              |        | PZ4    |        | edta-volbloed                  |          | <b>8 uur</b>                                                    | CH.HCO.01     |
| Hemoglobine POCT                                                                                      | HGBPOCT | <b>GH + VL</b>          |                                                                                                                                             |                  |        |        |        | capillair bloed                |          | <b>direct</b>                                                   | CH.HCO.01     |
| Hemoglobine-pathie onderzoek of Hb-electroforese / Sikkcelanemie / Thalassemie/                       | HBEL    | <b>VL 4gr</b>           | bepaalt op: dinsdag                                                                                                                         | PA4              |        | PZ4    |        | edta volbloed                  |          | 1x per week                                                     | CH.HBP.01     |
| Hemoglobine-pathie (Hb-pathie) vervolgonderzoek (LUMC)                                                | HBPV    | LUMC KT                 | Formulier van LUMC invullen door LKCDV                                                                                                      | PA10             |        | 2x PZ9 |        | edta volbloed                  | 2x 10ml  | <b>42 dagen</b>                                                 |               |
| Hemolytische anemie door autoantistoffen (E921)                                                       | HEMAUT  | Sanquin 4gr             | niet op do na 10:00 uur prikken                                                                                                             | 2XRood6          | ROZ6   | RZ6    | ROZ6   | stolboed/edta volbloed         |          | 1 x per week                                                    |               |

|                                                                                                                                  |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |              |        |         |                                          |              |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------|---------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Heparine geïnduceerde trombocytopenie (HIT)                                                                                      | HIT       | Sanquin KT              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2XRood6                      | 2XLBL27      | RZ6    | 2x LBZ3 | stolbloed/citraat                        | 10 ml + 3 ml |                 |           |
| HFE type 1 p.Cys282Tyr mutatie, hemochromatose genmutaties, hereditair, type 1, HFE mutatie analyse, Cys282Y Tyr gen (CIS)       | HFE       | VL -20 gr               | Invriezen, V12, lade 3. <b>Alleen</b> , primaire buis is bruikbaar                                                                                                                                                                                                          | PA4                          |              | PZ4    |         | edta volbloed                            | 2 ml         | 10 werkdagen    | CH.HCO.06 |
| HFE type 1 p.His63Asp mutatie, hemochromatose genmutaties, hereditair, type 1, HFE mutatie analyse, H63D gen (HIS)               | HFEH      | VL -20 gr               | Invriezen, V12, lade 3                                                                                                                                                                                                                                                      | PA4                          |              | PZ4    |         | edta volbloed                            | 2 ml         | 10 werkdagen    | CH.HCO.06 |
| HLA DQ2/DQ8                                                                                                                      | HLAD      | Sanquin KT              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | PA4                          |              | PZ4    |         | edta volbloed                            | 5 ml         | 1x per 2 weken  |           |
| HLA-A,B,C lage resolutie DNA-typing                                                                                              | HLATYP    | Sanquin KT              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | PA10                         |              | PZ9    |         | edta volbloed                            |              |                 |           |
| HLA-B*27                                                                                                                         | HL27      | VL -20 gr               | Invriezen, V12, lade 3. <b>Alleen</b> , primaire buis is bruikbaar                                                                                                                                                                                                          | PA4                          |              | PZ4    |         | edta volbloed                            | 2 ml         | 10 werkdagen    | CH.HCO.06 |
| HLA-DR/DQ lage resolutie DNA-typing                                                                                              | HLADTYP   | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | PA10                         |              | PZ9    |         | edta volbloed                            |              |                 |           |
| Homocysteïne                                                                                                                     | HOMC      | GH -20 gr               | Op ijs, dir afdr.invr, niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                                                                                                                                                                           | DRG4                         |              | GrZ4   |         | heparineplasma                           |              | 1 werkdag       | CH.KCA.01 |
| Huid antistoffen                                                                                                                 | HUID      | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    | 20 µl        | 12 dagen        |           |
| Huisstofmijt, blokkerende antistoffen tegen (+ vorig serum) (IgG)                                                                | Z160      | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    | 400 µl       |                 |           |
| IA Typing                                                                                                                        | IAT       | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ROZ6                         |              | ROZ6   |         | EDTA                                     |              | 8 uur           | CH.BTG.02 |
| IgA                                                                                                                              | IGA       | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | LGR3                         |              | GrG4   |         | liheparine plasma                        |              | 1 werkdag       | CH.KCA.04 |
| IgA subklassen                                                                                                                   | IGASUB    | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    | 250 µl       |                 |           |
| IgD                                                                                                                              | IGD       | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    | 250 µl       | 7 dagen         |           |
| IgE totaal                                                                                                                       | IGE       | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    |              | 3 werkdagen     | CH.IMM.05 |
| IGF-1 Somatomedine C (SMC, insuline grow factor 1)                                                                               | IGF1      | GH -20 gr               | afdr/invr                                                                                                                                                                                                                                                                   | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    | 300 µl       | 1x per 2 weken  | CH.END.03 |
| IGF-BP3 (insuline grow factor BP3)                                                                                               | IGF3      | IJsselland -20 gr       | afdr/invr                                                                                                                                                                                                                                                                   | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    | 300 µl       | 1x per 2 weken  |           |
| IgG                                                                                                                              | IGG       | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | LGR3                         |              | GrG4   |         | Liheparine                               |              | 1 werkdag       | CH.KCA.04 |
| IgG in liquor                                                                                                                    | IGGLI     | VL 4gr                  | liquor moet afgedraaid worden                                                                                                                                                                                                                                               |                              |              |        |         | liquor                                   | 270 µl       | 2 x per week    | CH.KCA.04 |
| IgG ratio, quotient (=pakket)                                                                                                    | IGGQUOP   | VL 4gr                  | liquor moet afgedraaid worden                                                                                                                                                                                                                                               | LIQ                          |              |        |         | serum + liquor                           | 270 µl       | 2 x per week    | CH.KCA.04 |
| IgG subklassen                                                                                                                   | IGGSUB    | VL 4gr                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    | 270 µl       | 2 x per week    | CH.KCA.04 |
| IGHV mutatie status                                                                                                              | IGHV      | EMC KT                  | formulier IDHO EMC op vrijdag afnemen Niet                                                                                                                                                                                                                                  | beenmerg EN                  | PA10 (bloed) |        | PZ9     | beenmerg en EDTA volbloed                | 10 ml        |                 |           |
| IgM                                                                                                                              | IGM       | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | LGR3                         |              | GrG4   |         | liheparine plasma                        |              | 1 werkdag       | CH.KCA.04 |
| IL-10                                                                                                                            | IL10      | EMC -20 gr              | formulier EMC                                                                                                                                                                                                                                                               | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    | 400 µl       |                 |           |
| IL-5                                                                                                                             | IL5       | EMC -20 gr              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    | 400 µl       |                 |           |
| IL-6                                                                                                                             | IL6       | EMC -20 gr              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | GE5                          |              | Oker5  |         | serum                                    | 500 µl       |                 |           |
| Imatinib                                                                                                                         | IMAT      | Apotheek EMC 4gr        | De uitvoering valt niet onder ISO-scope verzendlaboratorium                                                                                                                                                                                                                 | DRG4                         |              | GrZ4   |         | heparinebloed                            | 2 ml         | 2 weken         |           |
| Imipramine + Desipramine (Tofranil)                                                                                              | IMIP      | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rood6                        |              | RZ6    |         | stolbloed                                | 2 ml         | 1/2 week        |           |
| Immunoblotting liquor / eiwit spectrum / isoelektrisch focussing (IEF) / oligoklonale banden (IgG/Albumine in liquor/ IgG Index) | ELEL      | VL -20 gr               | Serum + afgedraaide liquor                                                                                                                                                                                                                                                  | GE35                         | LQ           | Oker35 |         | serum/liquor                             |              | 1 x per 3 weken | CH.HCO.05 |
| Immunofenotypering BAL                                                                                                           | IMBAL     | VL KT                   | Op ijs, binnen 1 uur opwerken daarna naar VL. VL van ma-vrijdagochtend om 10 en 11 uur. GH van ma-donderdagmiddag om 13 en 14 uur. KCLT blokkeert agenda op dagen voor een feestdag. Zie HIX/Agenda/Sprekkuuroverzicht/KCLT/BAL. <b>NIET</b> in weekend/feestdagen afnemen! |                              |              |        |         | BAL-Vloeistof                            | nvt          | 1 werkdag       | CH.HCO.04 |
| Immunofenotypering beenmerg                                                                                                      | IMBM      | VL KT                   | direct naar VL. Niet afdraaien. Tot 14 uur inleveren <b>NIET</b> in weekend/feestdagen afnemen!                                                                                                                                                                             | beenm                        |              | PZ4    |         | beenmerg                                 |              | 1x per week     | CH.HCO.04 |
| Immunofenotypering CD4/CD8 Lymfocyt                                                                                              | IMPBCD48R | VL KT                   | zo spoedig mogelijk naar VL. Niet afdraaien. Op vrijdag tot 11 uur prikken <b>NIET</b> in weekend/feestdagen afnemen!                                                                                                                                                       | PA4                          |              | PZ4    |         | edta volbloed                            |              | 1 werkdag       | CH.HCO.04 |
| Immunofenotypering klier                                                                                                         | IMKLIER   | VL KT                   | zo spoedig mogelijk naar VL. Niet afdraaien. Op vrijdag tot 11 uur inleveren <b>NIET</b> in weekend/feestdagen afnemen!                                                                                                                                                     | bewaar med. (verkr.bij KCLT) |              |        |         | in bewaarmedium (verkrijgbaar bij KCHLT) |              | 1x per week     | CH.HCO.04 |
| Immunofenotypering liquor                                                                                                        | IMLQ      | VL KT                   | direct naar VL. (indien bode al vertrokken: plaats in bewaarmedium en met eerstvolgende bode mee) Niet afdraaien. Op vrijdag tot 11 uur inleveren <b>NIET</b> in weekend/feestdagen afnemen!                                                                                | LQ                           |              |        |         | liquor                                   |              | 1x per week     | CH.HCO.04 |

|                                                             |                                  |                           |                                                                                                                                                                                         |                              |             |        |             |                                                   |               |                 |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Immunofenotypering overig                                   | IMOVER                           | VL KT                     | zo spoedig mogelijk naar VL. <b>Niet afdraaien</b> . Op vrijdag tot 11 uur inleveren <b>NIET</b> in weekend/feestdagen afnemen!                                                         | bewaar med. (verkr.bij KCLT) |             |        |             | in bewaarmedium (verkrijgbaar bij KCHLT)          |               | 1x per week     | CH.HCO.04     |
| Immunofenotypering perifeer bloed (was XFENO)               | IMPB                             | VL KT                     | zo spoedig mogelijk naar VL, incl 2 diff uitstrijkjes. <b>Niet afdraaien</b> . Op vrijdag tot 11 uur inleveren <b>NIET</b> in weekend/feestdagen afnemen!                               | PA4                          |             | PZ4    |             | edta-volbloed                                     |               | 1x per week     | CH.HCO.04     |
| Immunofenotypering PNH                                      | IMBPBNH                          | VL KT                     | zo spoedig mogelijk naar VL. <b>Niet afdraaien</b> . Op vrijdag tot 11 uur inleveren <b>NIET</b> in weekend/feestdagen afnemen!                                                         | PA4                          |             | PZ4    |             | edta-volbloed                                     |               | 1x per week     | CH.HCO.04     |
| Immunoglobuline (testcodes los aanvragen IgA/IgG/IgM )      | IGA/IGG/IGM                      | GH + VL                   |                                                                                                                                                                                         | LIGR3                        |             | GrG4   |             | Liheparine                                        |               | 1 werkdag       | CH.IMM.03     |
| Immuun trombocytopenie (ITP), antistoffen tegen trombocyten | ITP                              | Sanquin KT                | afname ma-do(11:00 uur), <b>niet</b> op buitenpoli                                                                                                                                      | 3xPA10                       | 2XR06       | 4x PZ9 | 2x RZ6      | edta volbloed/stolbloed                           | 30 ml + 10 ml |                 |               |
| Indirecte Coombs                                            |                                  | GH + VL                   | uitvoerbare bepaling                                                                                                                                                                    | PA4                          |             | PZ4    |             | edta-plasma                                       |               | 8 uur           | CH.BTG.02     |
| Infliximab antistoffen (apotheek)                           | IGGI                             | Apotheek - intern, 4 gr   |                                                                                                                                                                                         | Rood6                        |             | RZ6    |             | serum                                             | 2 ml          | 2 weken         |               |
| Infliximab (apotheek)                                       | INFL                             | Apotheek - intern, 4 gr   | Indien infliximab <2 mcg/ml is, wordt een antistofbepaling (IgG) uitgevoerd                                                                                                             | Rood6                        |             | RZ6    |             | stolbloed                                         | 2 ml          | 2 weken         |               |
| Inhibine A                                                  | INHA                             | EMC -20 gr                | afdr/invr                                                                                                                                                                               | GE5                          |             | Oker5  |             | serum                                             | 500 µl        | 1x per 3 weken  |               |
| Inhibine B                                                  | INHB                             | EMC -20 gr                | afdr/invr                                                                                                                                                                               | GE5                          |             | Oker5  |             | serum                                             | 500 µl        | 1x per week.    |               |
| Insuline (nuchter afnemen)                                  | INSU                             | IJsselland -20 gr         | afdr/invr                                                                                                                                                                               | GE5                          |             | Oker5  |             | serum                                             | 400 µl        | 1x per week     |               |
| Insuline antistoffen                                        | INSANW                           | Reinier de Graaf -20 gr   | afdr/invr                                                                                                                                                                               | GE5                          |             | Oker5  |             | serum                                             | 300 µl        | 1x per maand    |               |
| Intra Uterine Inseminatie                                   | IUI                              | GH KT                     |                                                                                                                                                                                         |                              |             |        |             | semen                                             |               |                 | CH.FER.03     |
| Immature Platelet Fraction (IPF)                            | IPFP                             | GH + VL                   |                                                                                                                                                                                         | PA4                          |             | PZ4    |             | edta volbloed                                     | 250 µl        | 8 uur           | CH.HCO.01     |
| Iso Alkalische fosfatase in serum of plasma                 | geen aanvraag code (gebruik ONB) | Reinier de Graaf 4 gr     |                                                                                                                                                                                         | GE5                          |             | Oker5  |             | serum                                             | 2 ml          | 1 x per 2 weken |               |
| Isoniazide 1 u na inname                                    | ISO1                             | Apotheek - extern, -20 gr | <b>Op ijs</b> , afdr/invr, niet op buitenpoli                                                                                                                                           | Rood6                        |             | RZ6    |             | stolbloed                                         | 2 ml          | 2 weken         |               |
| Isoniazide 4 u na inname                                    | ISO4                             | Apotheek - extern, -20 gr | <b>Op ijs</b> , afdr/invr, niet op buitenpoli                                                                                                                                           | Rood6                        |             | RZ6    |             | stolbloed                                         | 2 ml          | 2 weken         |               |
| Isoniazide 6 u na inname                                    | ISO6                             | Apotheek - extern, -20 gr | <b>Op ijs</b> , afdr/invr, niet op buitenpoli                                                                                                                                           | Rood6                        |             | RZ6    |             | stolbloed                                         | 2 ml          | 2 weken         |               |
| Isopropylalcohol                                            | ISOP                             | Apotheek - intern, 4 gr   | alleen in overleg met dienstdoende apotheker                                                                                                                                            | Rood6                        | DRG4        | RZ6    | GrZ4        | stolbloed/heparinebloed                           | 3 ml + 3 ml   | in overleg      |               |
| MPN (JAK2 V617F, JAK2 Exon12, MPL, CALR)                    | JAK2                             | EMC KT                    | <b>Niet op vrijdag afnemen</b>                                                                                                                                                          | PA10                         | of beenmerg | PZ9    | of beenmerg | edta volbloed/beenmerg                            | 10ml          |                 |               |
| JAK2 exon 12 mutatie                                        | JAKE                             | EMC KT                    | <b>Niet op vrijdag afnemen</b>                                                                                                                                                          | PA10                         |             | PZ9    |             | edta volbloed                                     | 10ml          |                 |               |
| Kalium                                                      | K                                | GH + VL                   |                                                                                                                                                                                         | LGR3                         |             | GrG4   |             | Liheparine                                        |               | 8 uur           | CH.KCA.01     |
| Kalium 24 uren                                              | KALUE                            | GH + VL                   |                                                                                                                                                                                         | BR6                          |             | WZ6    |             | urine                                             |               | 8 uur           | CH.KCA.01     |
| Kalium in pleuravocht                                       | KPL                              | GH + VL                   |                                                                                                                                                                                         |                              |             |        |             | Pleuravocht                                       |               | 8 uur           | Niet op scope |
| Kalium in urine (portie)                                    | KALU                             | GH + VL                   |                                                                                                                                                                                         | BR6                          |             | WZ6    |             | urine                                             |               | 8 uur           | CH.KCA.01     |
| Kanariefaeces, precipiterende antistoffen tegen             | Z260                             | Sanquin 4gr               |                                                                                                                                                                                         | GE5                          |             | Oker5  |             | serum                                             | 500 µl        | 19 dagen        |               |
| Kat 1, blokkerende antistoffen tegen (+ vorig serum) (IgG)  | Z172                             | Sanquin 4gr               |                                                                                                                                                                                         | GE5                          |             | Oker5  |             | serum                                             | 400 µl        |                 |               |
| Karyotypering                                               | KARYOT                           | EMC KT                    | formulier IDHO EMC <b>Niet op vrijdag afnemen</b>                                                                                                                                       | beenmerg of                  | DRG4        |        | GrZ4        | beenmerg of heparinebloed                         | 6 ml          |                 |               |
| Ketonen POCT                                                | KETOP                            | GH + VL                   |                                                                                                                                                                                         | vingerprik                   |             |        |             | capillair bloed                                   |               | direct          | CH.KCA.01     |
| Kip serum, precipiterende antistoffen tegen                 | Z267                             | Sanquin 4gr               |                                                                                                                                                                                         | GE5                          |             | Oker5  |             | serum                                             | 500 µl        |                 |               |
| KIT mutatie                                                 | KIT                              | EMC KT                    | formulier IDHO EMC <b>Niet op vrijdag afnemen</b>                                                                                                                                       | PA10                         |             | PZ9    |             | edta volbloed                                     | 10ml          |                 |               |
| Koermelk, precipiterende antistoffen tegen                  | Z263                             | Sanquin 4gr               |                                                                                                                                                                                         | GE5                          |             | Oker5  |             | serum                                             | 500 µl        |                 |               |
| Koolmonoxyde                                                | CO                               | GH + VL                   | binnen 30 minuten bepalen, niet op buitenpoli                                                                                                                                           | DRG4                         |             | GrZ4   |             | heparinebloed                                     |               | 30 minuten      | CH.KCA.01     |
| Koper                                                       | KOPE                             | Medlon 4 gr               | Niet als 1ste buis afnemen                                                                                                                                                              | DRG4                         |             | GrZ4   |             | heparineplasma                                    | 600 µl        | 1 x per week    |               |
| Koper 24 uren                                               | KOPU                             | Medlon 4 gr               | 5 ml verzenden                                                                                                                                                                          | BR6                          |             | WZ6    |             | urine                                             | 600 µl        | 1 x per week    |               |
| Koude agglutinatie (afnemen in verwarmde buis)              | KAGG                             | GH + VL                   | niet afnemen op buitenpoli, direct na afname in verwarmde verpakking doen en in blauwe koker naar KCLT, direct naar LSO (37°C). <b>Bel direct KCLT bij opsturen van de blauwe koker</b> | GE35                         |             | Oker35 |             | serum, <b>alternatieve afnamebuis: R06 (rood)</b> |               | 1 werkdag       | CH.KCA.03     |
| Knievocht (cellen)                                          | CELKNE                           | GH + VL                   | Vermeld gewricht en zijde                                                                                                                                                               | PA4                          |             | PZ4    |             | Knievocht                                         |               | 8 uur           | CH.HCO.01     |

|                                                                       |           |                         |                                                                                                                                               |            |             |         |        |                                 |             |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------|--------|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| Knievocht hele pakket (inclusief kristallen)                          | KNIEKRIST | VL                      | Vermeld gewricht en zijde.<br><b>Aanvraag GH opsturen naar VL</b>                                                                             | PA4        |             | PZ4     |        | Knievocht                       |             | <b>8 uur</b>        | CH.HCO.01     |
| Kreatinine                                                            | KR        | GH + VL                 |                                                                                                                                               | LGR3       |             | GrG4    |        | Liheparine                      |             | <b>8 uur</b>        | CH.KCA.01     |
| Kreatinine 24-uurs                                                    | KRUE      | GH + VL                 |                                                                                                                                               | BR6        |             | WZ6     |        | urine                           |             | <b>8 uur</b>        | CH.KCA.01     |
| Kreatinine in urine                                                   | KRU       | GH + VL                 |                                                                                                                                               | BR6        |             | WZ6     |        | urine                           |             | <b>8 uur</b>        | CH.KCA.01     |
| Kreatinine klaring                                                    | KRKL      | GH + VL                 | plasma niet ouder dan 3 dagen                                                                                                                 | BR6        | LGR3        | WZ6     | GrG4   | urine/liheparine plasma         |             | <b>8 uur</b>        | CH.KCA.01     |
| Kreatinine Ratio                                                      | KRR       | GH + VL                 | berekening tussen huidige en vorige kreat                                                                                                     | LGR3       |             | GrG4    |        | liheparine plasma               |             | <b>8 uur</b>        | CH.KCA.01     |
| Kristallen                                                            | KRIS      | VL                      |                                                                                                                                               | BR6        |             | WZ6     |        | urine                           |             | <b>8 uur</b>        | CH.KCA.09     |
| Bloedgroep / Kruisbloed (BLGR/IA)                                     | KB        | GH + VL                 |                                                                                                                                               | ROZ6       |             | ROZ6    |        | edta volbloed                   |             | <b>8 uur</b>        | CH.BTG.01     |
| Kruisproef, problemen bij (negatieve IA, positieve kruisproef) (E912) | XPPB      | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                               | 2XR06      | ROZ6        | 2x RZ6  | ROZ6   | stolboed/edta volbloed          | 8 ml + 8 ml |                     |               |
| Kwik                                                                  | KWIK      | Medlon 4 gr             | <b>Niet</b> afdraaien                                                                                                                         | PA4        |             | PZ4     |        | edta volbloed                   | 1 ml        | 1x per week         |               |
| Lactaat                                                               | LAC       | GH + VL                 | liefst niet stuwen                                                                                                                            | GRY        |             | Grijs2  |        | natriumfluoride                 |             | <b>8 uur</b>        | CH.KCA.01     |
| Lactose intolerantie genotypering                                     | GLTT      | VL -20 gr               | Invriezen, V12, lade 3. <b>Alleen</b> primaire buis is bruikbaar                                                                              | PA4        |             | PZ4     |        | edta volbloed                   | 2 ml        | <b>10 werkdagen</b> | CH.HCO.06     |
| Lacosamide                                                            | LACO      | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                               | Rood6      |             | RZ6     |        | stolbloed                       | 1 ml        | 1 week              |               |
| Lamotrigine (Lamictal)                                                | LAMO      | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                               | Rood6      |             | RZ6     |        | stolbloed                       | 2 ml        | <b>1 week</b>       |               |
| Laxantia                                                              | LAXA      | Apotheek - extern, 4 gr | Ook kreat bepalen. De uitvoering valt niet onder ISO-scope verzendlaboratorium; de interpretatie valt niet onder de ISO-scope van de apotheek | BR6        |             | WZ6     |        | urine                           | 5 ml        | in overleg          |               |
| LD                                                                    | LD        | GH + VL                 |                                                                                                                                               | LGR3       |             | GrG4    |        | liheparine plasma               |             | <b>8 uur</b>        | CH.KCA.01     |
| LD in ascitesvocht                                                    | LDAS      | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | ascitis                         |             | <b>8 uur</b>        | Niet op scope |
| LD in liquor                                                          | LDLIQ     | GH + VL                 | afgedraaide liquor                                                                                                                            | LQ         |             |         |        | liquor                          |             | <b>8 uur</b>        | CH.KCA.01     |
| LD in pleuravocht                                                     | LDPL      | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | pleuravocht                     |             | <b>8 uur</b>        | Niet op scope |
| LD in wondvocht                                                       | LDWV      | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | wondvocht                       |             | <b>8 uur</b>        | Niet op scope |
| Lefunomide                                                            | LEFL      | Apotheek - extern, 4 gr | direct afdraaien. Alleen iom dienstdoende apotheker                                                                                           | PA4        |             | PZ4     |        | plasma                          | 6 ml        | in overleg          |               |
| Leucocyten                                                            | WBC       | GH + VL                 |                                                                                                                                               | PA4        |             | PZ4     |        | edta volbloed                   |             | <b>8 uur</b>        | CH.HCO.01     |
| Leucocyten en differentiatie                                          | DIFF      | GH + VL                 |                                                                                                                                               | PA4        |             | PZ4     |        | edta volbloed                   |             | <b>8 uur</b>        | CH.HCO.01     |
| Leucocyten en diff in pleuravocht                                     | BFPLEU    | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | pleuravocht                     |             | <b>8 uur</b>        | Niet op scope |
| Leucocyten en diff in wondvocht                                       | DIFFWV    | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | wondvocht                       |             | <b>8 uur</b>        | Niet op scope |
| Leucocyten en diff in ascitesvocht                                    | BFASCI    | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | ascitis                         |             | <b>1 werkdag</b>    | Niet op scope |
| Leucocyten en diff in peritoneaalvocht                                | BFPERI    | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | peritoneaalvocht                |             | <b>8 uur</b>        | Niet op scope |
| Levertransplantatie Groningen                                         | LTPG      | GH+VL+UMCG              | EBV-PCR en Medicijnspiegel (2x Edta-volbloed) worden opgestuurd naar Groningen                                                                | LGR3 + PA4 | PA4(2x UMCG | GrG4    | 2x PZ4 | Liheparine plasma,edta volbloed |             |                     |               |
| Levetiracetam (keppra)                                                | LEVE      | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                               | Rood6      |             | RZ6     |        | stolbloed                       | 2 ml        | <b>1 week</b>       |               |
| LG11 + Caspr21                                                        | LGICAS    | EMC 4gr                 | liquor (niet afgedraaid), indien als nabepaling aangevraagd mag er bevroren afgedraaide spijsliquor gebruikt worden. Ook versturen bij 4 gr   | GE5        | LQ          | Oker5   |        | serum of liquor                 | 400 µl      |                     |               |
| LH                                                                    | LH        | GH + VL                 |                                                                                                                                               | LGR3       |             | GrG4    |        | liheparine plasma               |             | <b>1 werkdag</b>    | CH.END.03     |
| Lipase                                                                | LIPA      | GH + VL                 |                                                                                                                                               | LGR3       |             | GrG4    |        | liheparine plasma               |             | <b>1 werkdag</b>    | CH.KCA.01     |
| Lipase in ascitesvocht                                                | LIAS      | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | ascitesvocht                    |             |                     | Niet op scope |
| Lipase in pleuravocht                                                 | LIPL      | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | pleuravoch                      |             |                     | Niet op scope |
| Lipase in wondvocht                                                   | LIWV      | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | wondvocht                       |             |                     | Niet op scope |
| Lipase in bijzondere vochten                                          | LIPABV    | GH + VL                 |                                                                                                                                               |            |             |         |        | diverse vochten                 |             | <b>1 werkdag</b>    | Niet op scope |
| Lipoproteïne Lp (a)                                                   | LPPA      | VL 4 gr                 |                                                                                                                                               | GE5        |             | Oker5   |        | serum                           |             | 2 x per week        | CH.KCA.01     |
| Lithium (camcolit)                                                    | LI        | GH + VL                 |                                                                                                                                               | GE35       |             | Oker35  |        | serum                           |             | <b>1 werkdag</b>    | KF.TDM.06     |
| Lood                                                                  | LOOD      | Medlon 4 gr             | <b>Niet</b> afdraaien                                                                                                                         | PA4        |             | PZ4     |        | edta volbloed                   | 600 µl      | 1 x per week        |               |
| Lood (urine)                                                          | LOODU     | Medlon 4 gr             |                                                                                                                                               | BR6        |             | WZ6     |        | urine                           | 600 µl      | 1x per week         |               |
| Lupus anticoagulans (Anti-fosfolipiden)                               | LUPU      | VL -20 gr               | <b>Direct</b> afdr+afpip+afdr+afpip > bepaal de plt (<10) uit plasma voor invriezen in <b>5ml rondbodem</b> buisje,niet op buitenpoli afnemen | 2XLBL27    |             | 2x LBZ3 |        | citraatplasma                   | 1 ml        | <b>10 dagen</b>     | CH.TRH.01     |
| Lysozym                                                               | LYSO      | UMCG -20 gr             |                                                                                                                                               | GE5        |             | Oker5   |        | serum                           | 500 µl      | op indicatie        |               |

|                                                                               |           |                         |                                                                                                                                                                                                            |       |          |        |          |                         |                         |                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Macro-prolactine                                                              | MAPROL    | GH + VL                 | uitgevoerd door specialisten chemie                                                                                                                                                                        | LGR3  |          | GrG4   |          | liheparine plasma       | 500 µl                  | 1 à 2 weken                                                     | CH.KCA.01 |
| Macro-troponine                                                               | MTROPI    | GH + VL                 | uitgevoerd door specialisten chemie                                                                                                                                                                        | LGR3  |          | GrG4   |          | liheparine plasma       | 500 µl                  | 1 à 2 weken                                                     | CH.KCA.01 |
| Magnesium                                                                     | MG        | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                            | LGR3  |          | GrG4   |          | liheparine plasma       |                         | 8 uur                                                           | CH.KCA.01 |
| Magnesium in urine                                                            | MAGNU     | GH + VL                 | aanzuren PH <2                                                                                                                                                                                             | BR6   |          | WZ6    |          | urine                   |                         | 8 uur                                                           | CH.KCA.01 |
| Magnesium in urine 24 uren                                                    | MAGNUE    | GH + VL                 | aanzuren PH <2                                                                                                                                                                                             | BR6   |          | WZ6    |          | urine                   |                         | 8 uur                                                           | CH.KCA.01 |
| Malaria                                                                       | MALA      | EMC, MMI                | formulier (MMI/parasitologie) Franciscus/EMC                                                                                                                                                               | PA4   |          | PZ4    |          | edta volbloed           | 6 ml                    |                                                                 |           |
| Mangaan                                                                       | MANG      | Medlon 4 gr             | Niet als 1ste buis afnemen                                                                                                                                                                                 | DRG4  |          | GrZ4   |          | heparineplasma          | 600 µl                  | 1 x per week                                                    |           |
| Mannose bindend lectine (MBL)                                                 | MBL       | Sanquin 4 gr            |                                                                                                                                                                                                            | GE5   |          | Oker5  |          | serum                   | 250 µl                  | 7 dagen                                                         |           |
| Maprotiline                                                                   | IMAT      | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                            | Rood6 |          | RZ6    |          | stolbloed               | 4 ml                    | 1 week                                                          |           |
| Mengproef APTT                                                                | MAPTT     | GH + VL                 | alleen op aanvraag iom KC                                                                                                                                                                                  | LBL27 |          | LBZ3   |          | citraatplasma           | 1 ml                    | 4 uur                                                           | CH.TRH.01 |
| Mengproef PT                                                                  | MPT       | GH + VL                 | alleen op aanvraag iom KC                                                                                                                                                                                  | LBL27 |          | LBZ3   |          | citraatplasma           | 1 ml                    | 4 uur                                                           | CH.TRH.01 |
| MCHC                                                                          | MCHC      | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                            | PA4   |          | PZ4    |          | edta volbloed           |                         | 8 uur                                                           | CH.HCO.01 |
| MCV                                                                           | MCV       | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                            | PA4   |          | PZ4    |          | edta volbloed           |                         | 8 uur                                                           | CH.HCO.01 |
| MDS pakket                                                                    | MDS/PANEL | EMC KT                  |                                                                                                                                                                                                            | PA10  | Beenmerg | PZ9    | Beenmerg | edta volbloed           |                         | dagelijks                                                       |           |
| MDS / MPN pakket                                                              | MDS/MPN   | EMC KT                  |                                                                                                                                                                                                            | PA10  | Beenmerg | PZ9    | Beenmerg | edta volbloed           |                         | dagelijks                                                       |           |
| Membraan afwijkingen gen panel                                                | X007      | Sanquin KT              | Voorkeur bij ouder dan 3 maanden afnemen. Ma tot do met Pursang bode en op vrijdag alleen na telefonisch overleg Pursang 020-512 3341                                                                      | PA4   |          | PZ4    |          | edta volbloed           |                         |                                                                 |           |
| Membraanpakket (bij vraagstelling Congenitale afwijkende vormen erythrocyten) | MEMP      | Sanquin 4 gr            | Niet op vrijdag afnemen                                                                                                                                                                                    | PA4   |          | PZ4    |          | edta volbloed           | 4 ml                    |                                                                 |           |
| Mercaptopurine (6-MP, PuriNethol)                                             | MERC      | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                            | DRG4  |          | GrZ4   |          | heparineplasma          | 7 ml                    | 2 weken                                                         |           |
| Metabool onderzoek in bloed (Aminozuren, Phenylalanine)                       | AMIB      | EMC -20 gr              | dir afdr/invr, niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis, formulier EMC meesturen                                                                                                                         | DRG4  |          | GrZ4   |          | heparineplasma          | 1 ml (kinderen 500 µl ) | 4-6 weken                                                       |           |
| Metabool onderzoek in urine (Aminozuren, Phenylalanine)                       | METU      | EMC -20 gr              | dir invr, niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis (voorkeur potje inzenden, niet mogelijk dan 4x BR6), formulier EMC meesturen                                                                          | 4XBR6 |          | 4x WZ6 |          | urine                   | 100ml (minimaal 15 ml)  | 4-6 weken                                                       |           |
| Metabool onderzoek in urine, HVA                                              | HVA       | UMCU -20 gr             | Insturen vlgs adres op orderbon LT, in folie Aanvraagform Metaboliendiagnostiek mee                                                                                                                        | BR6   |          | WZ6    |          | urine                   | 5 ml                    | 1 x per week                                                    |           |
| Metabool onderzoek in urine, VMA                                              | VMA       | UMCU -20 gr             | Insturen vlgs adres op orderbon LT, in folie Aanvraagform Metaboliendiagnostiek mee                                                                                                                        | BR6   |          | WZ6    |          | urine                   | 5 ml                    | 1 x per week                                                    |           |
| Metanefrine (en normetanefrine)                                               | MTN       | IJsselland -20 gr       | Patiënt 30 min zitten voor afname. Op ijs, direct afdraaien, niet op buitenpoli. Kan in combinatie met Dexamethason (lichtgroen) worden afgenomen. Let wel op de verschillende afname materialen/condities | PA4   |          | PZ4    |          | edta-plasma             | 500 µl                  | 1x per 2 weken                                                  |           |
| Methadon                                                                      | MTDN      | Apotheek - intern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                            | BR6   |          | WZ6    |          | urine                   | 5ml                     | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |           |
| Methanol                                                                      | METH      | Apotheek - intern, 4 gr | Alleen iom dienstdoende apotheker                                                                                                                                                                          | Rood6 | DRG4     | RZ6    | GrZ4     | stolbloed/heparinebloed | 3 ml + 3 ml             | in overleg                                                      |           |
| Methemoglobine                                                                | MHB       | GH + VL KT              | binnen 10 minuten bepalen, niet op buitenpoli                                                                                                                                                              | DGR4  |          | GrZ4   |          | heparinebloed           |                         | 30 minuten                                                      | CH.KCA.01 |
| Methotrexaat                                                                  | MTX       | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                            | PA4   |          | PZ4    |          | EDTA plasma             | 1 ml                    | klinisch: 1 dag poliklinisch: 1 week                            |           |
| Methylmalonzuur, MMA                                                          | MMZ       | EMC -20 gr              |                                                                                                                                                                                                            | GE5   |          | Oker5  |          | serum                   | 2ml                     | wekelijks                                                       |           |
| Micro-albumine in urine                                                       | MALB      | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                            | BR6   |          | WZ6    |          | urine                   |                         | 8 uur                                                           | CH.KCA.01 |
| Micro-albumine in urine 24 uren                                               | MALBUE    | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                            | BR6   |          | WZ6    |          | urine                   |                         | 8 uur                                                           | CH.KCA.01 |
| Micropolyspora faeni, precipierende antistoffen tegen                         | Z256      | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                            | GE5   |          | Oker5  |          | serum                   | 500 µl                  |                                                                 |           |
| Midazolam                                                                     | MIDA      | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                            | Rood6 |          | RZ6    |          | stolbloed               | 2 ml                    | in overleg                                                      |           |
| Mirtazapine (Remeron)                                                         | MIRT      | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                            | Rood6 |          | RZ6    |          | stolbloed               | 2 ml                    | 1 week                                                          |           |



|                                                                                                                                                                      |       |                               |                                                                                                                                             |      |                  |        |        |                                |                          |                                                                 |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Molaregistratie / B HCG Nijmegen                                                                                                                                     | MOLA  | UMC Radboud 4 gr              |                                                                                                                                             | GE5  |                  | Oker5  |        | serum                          | 1 ml                     | 2 x per week                                                    |               |           |
| Moleculaire Diagnostiek (AML, ALL,CML,MDS,PV/ET,BCR-ABL,philadelphia chromosoom)                                                                                     | MOLE  | EMC KT                        | formulier IDHO EMC op vrijdag afnemen                                                                                                       | Niet | 2XPA10           | 2x PZ9 |        | edta volbloed                  |                          | dagelijks                                                       |               |           |
| Moleculaire diagnostiek beenmerg                                                                                                                                     | MOLE  | EMC KT                        | formulier IDHO EMC op vrijdag afnemen                                                                                                       | Niet | Beenmerg         |        |        | beenmerg                       | 10 ml                    |                                                                 |               |           |
| MPL mutatie                                                                                                                                                          | MPL   | EMC KT                        | Niet op vrijdag afnemen                                                                                                                     |      | PA10             | PZ9    |        | edta-plasma                    | 10 ml                    |                                                                 |               |           |
| M-proteïne (+ totaal eiwit)                                                                                                                                          | VMPR  | VL 4gr                        |                                                                                                                                             |      | GE35             | LGR3   | Oker35 | GrG4                           | serum, plasma            |                                                                 | 5 werkdagen   | CH.HCO.05 |
| Mycofenolzuur (CellCept,MMF mycofenolaatmofetil,MPA,Mycofenol,Myfenax,Myfortic)                                                                                      | MYCO  | Apotheek - intern, 4 gr       |                                                                                                                                             |      | PA4              | PZ4    |        | edta-plasma                    | 4 ml                     | Bepaling op woensdag, uitslag op                                |               |           |
| MYD88 mutatie                                                                                                                                                        | MYD88 | EMC KT                        | formulier IDHO EMC op vrijdag afnemen                                                                                                       | Niet | PA10             | PZ9    |        | edta volbloed                  | 10 ml                    |                                                                 |               |           |
| Myoglobine in urine (of bloed)                                                                                                                                       |       |                               | Wordt niet meer verricht                                                                                                                    |      |                  |        |        |                                |                          |                                                                 |               |           |
| Myositisprofiel /myositisblot bevat de testen: Mi-2A, Mi-2B, TIF1Y, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM1Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A en HMGCR | MYOAG | VL 4gr                        |                                                                                                                                             |      | GE35             |        | Oker5  | serum                          | 1 ml                     | 1 x per week                                                    | CH.IMM.01     |           |
| Na vasectomie (semen)                                                                                                                                                | NAVA  | GH + VL KT                    | (voor alle aanvragers!) direct naar semen analist                                                                                           |      |                  |        |        | semen                          |                          | Loc VL (woe/don)<br>Loc GH (di/vrij) 1 werkdag                  | CH.FER.02     |           |
| Natrium                                                                                                                                                              | NA    | GH + VL                       |                                                                                                                                             |      | LGR3             | GrG4   |        | liheparine plasma              |                          | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |           |
| Natrium in 24 uurs urine                                                                                                                                             | NAUE  | GH + VL                       |                                                                                                                                             |      | BR6              | WZ6    |        | urine                          |                          | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |           |
| Natrium in peritoneaalvocht (dyalisaat)                                                                                                                              | NADI  | GH + VL                       |                                                                                                                                             |      |                  |        |        | peritonaal                     |                          | 8 uur                                                           | Niet op scope |           |
| Natrium in pleuravocht                                                                                                                                               | NAPL  | GH + VL                       |                                                                                                                                             |      |                  |        |        | Pleuravocht                    |                          | 8 uur                                                           | Niet op scope |           |
| Natrium in urine (portie)                                                                                                                                            | NAU   | GH + VL                       |                                                                                                                                             |      | BR6              | WZ6    |        | urine                          |                          | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |           |
| Neuron specifiek Enolase (NSE)                                                                                                                                       | NSE   | EMC 4gr                       |                                                                                                                                             |      | GE5              | Oker5  |        | serum                          | 200 µl                   | Dagelijks                                                       |               |           |
| Neutraliserende antistoffen tegen interferon-β (mxα)                                                                                                                 | INFB  | Amsterdam UMC- loc AMC -20 gr |                                                                                                                                             |      | PAX-gene buis    |        |        |                                | 6 ml                     | 6-8 weken                                                       |               |           |
| Neutro/Lymfo Ratio                                                                                                                                                   | NLRAT | GH + VL                       | prognostische marker Corona                                                                                                                 |      | PA4              | PZ4    |        | edta volbloed                  |                          | 8 uur                                                           | CH.HCO.01     |           |
| Neutro's absoluut                                                                                                                                                    | ANEUT | GH + VL                       | bij aanvraag wordt diff                                                                                                                     |      | PA4              | PZ4    |        | edta volbloed                  |                          | 8 uur                                                           | CH.HCO.01     |           |
| Next-Generation Sequencing (NGS) typering 6 loci (A,B,C,DRB1, DQB1, DPB1)                                                                                            | W060  | Sanquin KT                    |                                                                                                                                             |      | PA10             | PZ9    |        | edta volbloed                  |                          |                                                                 |               |           |
| Niet aanvraagbare bepaling Claus                                                                                                                                     | ANVB  | Sanquin                       | Zie aanvraag Claus brief. ALTIJD in overleg met KC!                                                                                         |      |                  |        |        | Afhankelijk van de aanvraag    | zie aanvraag brief Claus | onbekend                                                        |               |           |
| Nikkel                                                                                                                                                               | NIKK  | Medlon 4 gr                   | Niet als 1ste buis afnemen                                                                                                                  |      | DRG4             | GrZ4   |        | heparineplasma                 | 600 µl                   | 1 x per week                                                    |               |           |
| NIPT (voor afname: zie kolom bijzonderheden/opmerkingen)                                                                                                             |       | EMC KT                        | Mag alleen op de hoofdlocaties en Vloot en Berkel aangevraagd worden. De NIPT pakketjes liggen alleen op deze locaties                      |      |                  |        |        |                                |                          |                                                                 |               |           |
| NMDA-receptoren                                                                                                                                                      | NMDA  | EMC 4gr                       | liquor (niet afgedraaid), indien als nabepaling aangevraagd mag er bevroren afgedraaide spijsliquor gebruikt worden. Ook versturen bij 4 gr |      | GE5              | LQ     | Oker5  | serum of liquor                | 400 µl                   |                                                                 |               |           |
| Nortriptyline (Nortrilen)                                                                                                                                            | NORT  | Apotheek - intern, 4 gr       |                                                                                                                                             |      | Rood6            | RZ6    |        | stolbloed                      | 4 ml                     | bepaling op donderdag, uitslag op vrijdag                       |               |           |
| NPM1 mutatie (MRD)                                                                                                                                                   | NPM1  | EMC KT                        | formulier IDHO EMC op vrijdag afnemen                                                                                                       | Niet | EDTA beenmerg of | 2XPA10 | 2x PZ9 | EDTA beenmerg of EDTA volbloed | 6ml                      |                                                                 |               |           |
| NT-proBNP                                                                                                                                                            | NTBNP | GH + VL                       |                                                                                                                                             |      | LGR3             | GrG4   |        | liheparine plasma              | 250 µl                   | 1 werkdag                                                       | CH.KCA.02     |           |
| Occult bloed in feces                                                                                                                                                | OBA   | VL 4 gr                       | Feces inleveren in medium (ophalen op lab)                                                                                                  |      | Feces in medium  |        |        | feces                          |                          | 1 werkdag                                                       | CH.KCA.01     |           |
| Oestradiol                                                                                                                                                           | OEST  | GH + VL                       |                                                                                                                                             |      | LGR3             | GrG4   |        | liheparine plasma              |                          | 1 werkdag                                                       | CH.END.03     |           |
| Olanzapine (Zyprexa)                                                                                                                                                 | OLAN  | Apotheek - extern, 4 gr       |                                                                                                                                             |      | Rood6            | RZ6    |        | stolbloed                      | 2 ml                     | 1 week                                                          |               |           |
| Onderzoek Rhc(-) zwangere 27e week (E948)                                                                                                                            | RHC27 | Sanquin 4gr                   |                                                                                                                                             |      | PA10             | PZ9    |        | edta volbloed                  | 8 ml                     | 4 dagen                                                         |               |           |
| Onderzoek RhD(-) zwangere 27e week (E940)                                                                                                                            | RHD27 | Sanquin 4gr                   |                                                                                                                                             |      | PA10             | PZ9    |        | edta volbloed                  | 8 ml                     | 4 dagen                                                         |               |           |
| Opiaten                                                                                                                                                              | OPIA  | Apotheek - intern, 4 gr       | ook Kreat bepalen                                                                                                                           |      | BR6              | WZ6    |        | urine                          | 2 ml                     | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |               |           |
| Orexine-A in liquor (hypocretine-1)                                                                                                                                  | ORXA  | LUMC                          | afgedraaide liquor                                                                                                                          |      | LQ               |        |        | liquor                         | 1 ml                     | 1x per kwartaal                                                 |               |           |
| Osmolaliteit 24uurs                                                                                                                                                  | OSMUE | GH + VL                       |                                                                                                                                             |      | BR6              | WZ6    |        | urine                          |                          | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |           |
| Osmolaliteit in portie urine                                                                                                                                         | OSMU  | GH + VL                       |                                                                                                                                             |      | BR6              | WZ6    |        | urine                          |                          | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |           |
| Osmolaliteit plasma (of serum)                                                                                                                                       | OSM   | GH + VL                       | mag ook uit serum                                                                                                                           |      | LGR3             | GrG4   |        | liheparine plasma              |                          | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |           |
| Osteocalcine                                                                                                                                                         | OSTE  | AMC -20 gr                    |                                                                                                                                             |      | PA4              | PZ4    |        | edta-plasma                    | 500 µl                   | 1x per 6 weken                                                  |               |           |

|                                                                                                               |                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |         |        |                                |                                                 |                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Oxaalzuur (oxalaat) in 24-uurs urine                                                                          | OXAEN                             | EMC -20 gr              | 40 ml aanzuren naar PH 0.7-1.3 uit 24 uurs bokaal (in potje versturen) Tot aan verzenden -20 gr                                                                                                                                                                   | OXAUE            |        | potje   |        | urine                          | 40 ml                                           | Maandelijks               |           |
| Oxaalzuur (plasma) Let op: direct voorbereken!                                                                | OXAL                              | UMCG -20 gr             | Let op, verstuur materiaal in een bio-bottle en verwijder oude retour stickers op bottle                                                                                                                                                                          | 2xDRG4           |        | GrZ4    |        | liheparine plasma              | 2x 0,5 ml                                       |                           |           |
| Oxcarbapazine als monohydroxycarbazepine                                                                      | OXCA                              | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rood6            |        | RZ6     |        | stolbloed                      | 2 ml                                            | 1 week                    |           |
| P3NP, intact N-terminal Propeptide type III procollageen                                                      | P3NP                              | Radboud -20 gr          | afdr/invr                                                                                                                                                                                                                                                         | GE5              |        | Oker5   |        | serum                          | 500 µl                                          | 1x per 4 weken            |           |
| Pallidum (Ag T)                                                                                               | RIVM                              | MMI (RIVM)              |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GE5              |        | Oker5   |        | serum                          |                                                 |                           |           |
| p-ANCA / ASCA (alléén i.o.m. KC!!)                                                                            | ASCAANCA                          | EMC 4 gr                | bepaalt op werkdagen tijdens kantoortijden                                                                                                                                                                                                                        | GE5              |        | Oker5   |        | serum                          | 1 ml                                            | niet cito: 1 per 1 / 2 wk |           |
| Papegaai faeces, preciperende antistoffen tegen                                                               | Z261                              | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GE5              |        | Oker5   |        | serum                          | 500 µl                                          | 19 dagen                  |           |
| Paracetamol                                                                                                   | PARA                              | GH KT                   | authorisatie door Apotheker                                                                                                                                                                                                                                       | Rood6            |        | RZ6     |        | stolbloed                      |                                                 | 8 uur                     | KF.TDM.06 |
| Paraneoplastische neuronale antistoffen in serum. (PNS pakket:Hu, Yo, Ri, Tr, amfifysine, VC2, Ma1/2)         | PNA                               | EMC 4gr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GE5              |        | Oker5   |        | serum                          | 100 µl                                          | 1 x per week              |           |
| Paraneoplastische neuronale antistoffen in liquor                                                             | PNAL                              | EMC 4gr                 | Let op liq niet afdraaien. Bij KT verzenden op de dag van afname. Als niet dezelfde dag wordt verzonden bewaren bij 4gr, versturen op 4gr. Indien PNAL als nabepaling wordt aangevraagd, de afgedraaide spijs liq buis bevroren insturen, dit is overlegd met EMC | LQ               |        |         |        | liquor                         | 300 µl                                          | 1 x per week              |           |
| Parkiet faeces, preciperende antistoffen tegen                                                                | Z262                              | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GE5              |        | Oker5   |        | serum                          | 500 µl                                          | 19 dagen                  |           |
| Paroxetine (Seroxat)                                                                                          | PARO                              | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rood6            |        | RZ6     |        | stolbloed                      | 2 ml                                            | 1 week                    |           |
| Pazopanib                                                                                                     | PAZO                              | Apotheek EMC 4gr        | De uitvoering valt niet onder ISO-scope verzendlaboratorium                                                                                                                                                                                                       | DRG4             |        | GrZ4    |        | heparinebloed                  | 2 ml                                            | 2 weken                   |           |
| Pemphigus antistoffen, Bulleuze ziekte, antistoffen t.b.v., Anti-emy Ab/Pemphigustiter, Parapemp Ab, Anti-ICS | PEMP                              | UMCG 4gr                | alle klinische gegevens noteren                                                                                                                                                                                                                                   | GE5              |        | Oker5   |        | serum                          |                                                 |                           |           |
| PFA Col-ADP+EPI                                                                                               | PFA                               | GH + VL KT              | Mag niet met buizenpost opgestuurd worden. Moet binnen 4 uur bepaald worden, aannemen op tst 16080 of 13538 niet op buitenpoli's                                                                                                                                  | 1XLBL27          |        | LBZ3    |        | citraat volbloed               |                                                 | binnen 4 uur              | CH.TRH.03 |
| pH in pleuravocht                                                                                             | PHPL                              | GH + VL                 | Aangeleverd in gasdichte spuit                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |         |        | Pleuravocht                    |                                                 | 1 uur                     | CH.KCA.01 |
| Phospholipase A2 receptor, antistoffen tegen( anti-PLA2R)                                                     | PLA2R                             | EMC 4gr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GE5              |        | Oker5   |        | serum                          | 400 µl                                          |                           |           |
| PMF-panel                                                                                                     | PMF                               | EMC KT                  | Niet op vrijdag afnemen                                                                                                                                                                                                                                           | EDTA beenmerg of | 2XPA10 |         | 2x PZ9 | EDTA beenmerg of EDTA volbloed | 6 ml                                            |                           |           |
| Porfobilinogeen (PBG)                                                                                         | PORFOB                            | EMC -20 gr              | formulier EMC. In het donker, noteer volume                                                                                                                                                                                                                       | 2xBR6            |        | 2x WZ6  |        | urine                          | 10 ml urine                                     | 5 werkdagen               |           |
| Porfyrine                                                                                                     | PORF                              | VL -20 gr               | Bij ontvangst potje (of de buis) direct in donker bewaren (aluminiumfolie) in de vriezer                                                                                                                                                                          | 2xBR6            |        | 2x WZ6  |        | urine                          |                                                 | 5 werkdagen               | CH.KCA.04 |
| Porfyrine positief (opsturen naar EMC), nog niet aangemaakt in LT                                             | geen aanvraag code ( gebruik ONB) | EMC                     | EMC, portie urine, in folie wikkelen                                                                                                                                                                                                                              | 2xBR6            |        | 2x WZ6  |        | urine                          |                                                 | 1 x per 2 weken           |           |
| Postnatale Cytogenetische Array Kinderen <12 jaar                                                             | PCOARR                            | EMC KT                  | formulier EMC mee sturen                                                                                                                                                                                                                                          | 1XPA4            |        | PZ4     |        | EDTA volbloed                  | Kleine kinderen/baby's 2 ml                     | 6 weken                   |           |
| Postnatale Cytogenetische Array Volwassenen                                                                   | PCOARR                            | EMC KT                  | formulier EMC mee sturen                                                                                                                                                                                                                                          | 1XPA10           |        | PZ9     |        | EDTA volbloed                  | Volwassenen 5 ml                                | 6 weken                   |           |
| Postnatale Cytogenetische Karyotypering                                                                       | PCOKARY                           | EMC KT                  | formulier EMC mee sturen                                                                                                                                                                                                                                          | 2xDRG4           |        | 2x GrZ4 |        | heparinebloed                  | Volwassenen 5 ml<br>Kleine kinderen/baby's 1 ml | 6 weken                   |           |
| Postnatale Tumorcytogenetica                                                                                  | PTCO                              | EMC KT                  | Formulier EMC mee sturen                                                                                                                                                                                                                                          | DRG4             |        | GrZ4    |        | heparinebloed                  |                                                 |                           |           |
| Prenataal onderzoek 12e week / zwangerschapsserologie                                                         | PSIE                              | GH + VL                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | GE5              | ROZ6   | Oker5   | ROZ6   | serum/edta volbloed            |                                                 | 1 werkdag                 | CH.BTG.01 |
| Prenatale Cytogenetica                                                                                        | PRECO                             | EMC KT                  | formulier EMC meesturen                                                                                                                                                                                                                                           | PA10             |        | PZ9     |        | EDTA volbloed                  |                                                 |                           |           |
| Prikaccident (HIV, Hepatitis B, Hepatitis C en/of Hepatitis B Titer)                                          |                                   | GH + VL                 | Raadpleeg document 007246, Zoeken in alle portalen                                                                                                                                                                                                                | GE5              |        | Oker5   |        | serum                          |                                                 |                           |           |
| Problemen bij erytrocyten antistoffen (irregulaire) (E911)                                                    | IRAPB                             | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1XPA10           | 2xR06  | PZ9     | 2x RZ6 | edta volbloed/stolbloed        | 16 ml + 8 ml                                    |                           |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                           |                                                                                                                                                                       |                  |        |             |        |                                |        |                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|--------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Procalcitonine                                                                                                                                                                                                                                                 | PCALC | <b>GH -20 gr</b>          |                                                                                                                                                                       | LGR3             |        | <b>GrG4</b> |        | liheparine plasma              |        | <b>8 uur</b>                                                    | CH.KCA.01 |
| Progesteron                                                                                                                                                                                                                                                    | PROG  | <b>GH + VL</b>            |                                                                                                                                                                       | LGR3             |        | <b>GrG4</b> |        | liheparine plasma              |        | <b>1 werkdag</b>                                                | CH.END.03 |
| <a href="#">Pro-insuline</a>                                                                                                                                                                                                                                   | PINS  | UMCU -20 gr               | dir afdr/invr niet op buitenpoli                                                                                                                                      | GE5              |        | Oker5       |        | serum                          | 600 µl | 1x per maand                                                    |           |
| Prolactine                                                                                                                                                                                                                                                     | PROL  | <b>GH + VL</b>            |                                                                                                                                                                       | LGR3             |        | <b>GrG4</b> |        | liheparine                     |        | <b>1 werkdag</b>                                                | CH.END.03 |
| Proteïne C activiteit                                                                                                                                                                                                                                          | PROC  | <b>VL -20 gr</b>          | Dir 2x afdr/invriezen in <b>5ml rondbodemhuisje</b> . Niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                                      | LBL27            |        | LBZ3        |        | citraatplasma                  | 1 ml   | <b>10 dagen</b>                                                 | CH.TRH.01 |
| Proteïne S vrij antigeen                                                                                                                                                                                                                                       | PROS  | <b>VL -20 gr</b>          | Dir 2x afdr/invriezen in <b>5ml rondbodemhuisje</b> . Niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                                      | LBL27            |        | LBZ3        |        | citraatplasma                  | 1 ml   | <b>10 dagen</b>                                                 | CH.TRH.01 |
| PSA, totaal                                                                                                                                                                                                                                                    | PSA   | <b>GH + VL</b>            |                                                                                                                                                                       | GE35             |        | Oker35      |        | serum                          |        | <b>1 werkdag</b>                                                | CH.END.03 |
| PT                                                                                                                                                                                                                                                             | PT    | <b>GH + VL</b>            |                                                                                                                                                                       | LBL27            |        | LBZ3        |        | citraatplasma                  | 1 ml   | <b>4 uur</b>                                                    | CH.TRH.01 |
| PT INR                                                                                                                                                                                                                                                         | PTI   | <b>GH + VL</b>            |                                                                                                                                                                       | LBL27            |        | LBZ3        |        | citraatplasma                  | 1 ml   | <b>4 uur</b>                                                    | CH.TRH.01 |
| PT INR (Trombosedienst )                                                                                                                                                                                                                                       | PTIT  | <b>GH + VL</b>            |                                                                                                                                                                       | LBL27            |        | LBZ3        |        | citraatplasma                  | 1 ml   | <b>4 uur</b>                                                    | TD.INR.02 |
| PT INR Extern (Owren principe)                                                                                                                                                                                                                                 | PTIU  | UMCU -20 gr               |                                                                                                                                                                       | LBL27            |        | LBZ3        |        | citraatplasma                  | 1 ml   |                                                                 | CH.POC.01 |
| PT INR POCT                                                                                                                                                                                                                                                    | PTIC  | <b>GH + VL</b>            |                                                                                                                                                                       | vingerprik       |        |             |        | capillair bloed                |        | <b>direct</b>                                                   | CH.TRH.01 |
| PTH ( Parathormoon)                                                                                                                                                                                                                                            | PTH   | <b>GH + VL</b>            |                                                                                                                                                                       | LGR3             |        | <b>GrG4</b> |        | liheparine plasma              |        | <b>1 werkdag</b>                                                | CH.END.03 |
| <a href="#">PTH related peptide (PTHrP, rPTH)</a>                                                                                                                                                                                                              | PTHP  | IJsselland -20 gr         | dir afdr (bij 4 gr )/invr, niet op buitenpoli                                                                                                                         | PA4              |        | PZ4         |        | edta-plasma                    | 1 ml   | 1 x per 2 weken                                                 |           |
| Pyruvaat (analist waarschuwen zie zenya 002098)                                                                                                                                                                                                                | PYR   | EMC -20 gr                | <b>Zie zenya 002098</b> , direct verwerken, niet op buitenpoli                                                                                                        | PA4              |        | PZ4         |        | edta-plasma                    | 600 µl | 1 x per week                                                    |           |
| RBCi indices                                                                                                                                                                                                                                                   | RBCI  | <b>GH + VL</b>            |                                                                                                                                                                       | PA4              |        | PZ4         |        | edta volbloed                  |        | <b>8 uur</b>                                                    | CH.HCO.01 |
| <a href="#">Remmer tegen FVIII</a>                                                                                                                                                                                                                             | FA8R  | EMC -20 gr                |                                                                                                                                                                       | LBL27            |        | LBZ3        |        | citraatplasma                  | 1 ml   | binnen 14 dagen                                                 |           |
| <a href="#">Renine concentratie</a>                                                                                                                                                                                                                            | RENC  | IJsselland -20 gr         | <b>patiënt minstens 5-15 min zitten voor bloedafname dir afdr/invr</b> , niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis                                                   | PA4              |        | PZ4         |        | edta-plasma                    | 800 µl | 1 x 2 weken                                                     |           |
| Reticulocyten                                                                                                                                                                                                                                                  | RETI  | <b>GH + VL</b>            |                                                                                                                                                                       | PA4              |        | PZ4         |        | edta volbloed                  |        | <b>8 uur</b>                                                    | CH.HCO.01 |
| <a href="#">Reverse T3 (rT3)</a>                                                                                                                                                                                                                               | RT3   | EMC -20 gr                |                                                                                                                                                                       | GE5              |        | Oker5       |        | serum                          | 600 µl | 1 x per 2 weken                                                 |           |
| <a href="#">RhD bloedgroepbepaling problemen bij (E013)</a>                                                                                                                                                                                                    | RHDPB | Sanquin 4gr               |                                                                                                                                                                       | Rood6            |        | RZ6         |        | stolbloed                      | 4 ml   |                                                                 |           |
| <a href="#">RhD problemen 12e week screen</a>                                                                                                                                                                                                                  | E062  | Sanquin 4gr               |                                                                                                                                                                       | PA4              |        | PZ4         |        | edta volbloed                  |        |                                                                 |           |
| Rheumafactor (RF IgM)                                                                                                                                                                                                                                          | RF    | <b>VL 4gr</b>             |                                                                                                                                                                       | GE5              |        | Oker5       |        | serum                          |        | <b>3 werkdag</b>                                                | CH.IMM.01 |
| Rifampicine 1 u na inname                                                                                                                                                                                                                                      | RIFA1 | Apotheek - extern, -20 gr | <b>Op ijs</b> , afdr/invr, niet op buitenpoli                                                                                                                         | Rood6            |        | RZ6         |        | stolbloed                      | 2 ml   | 2 weken                                                         |           |
| Rifampicine 4 u na inname                                                                                                                                                                                                                                      | RIFA4 | Apotheek - extern, -20 gr | <b>Op ijs</b> , afdr/invr, niet op buitenpoli                                                                                                                         | Rood6            |        | RZ6         |        | stolbloed                      | 2 ml   | 2 weken                                                         |           |
| Rifampicine 6 u na inname                                                                                                                                                                                                                                      | RIFA6 | Apotheek - extern, -20 gr | <b>Op ijs</b> , afdr/invr, niet op buitenpoli                                                                                                                         | Rood6            |        | RZ6         |        | stolbloed                      | 2 ml   | 2 weken                                                         |           |
| Risperidon                                                                                                                                                                                                                                                     | RISP  | Apotheek - extern, 4 gr   |                                                                                                                                                                       | Rood6            |        | RZ6         |        | stolbloed                      | 4 ml   | 1 week                                                          |           |
| <a href="#">Rivaroxaban spiegel (anti-Xa)</a>                                                                                                                                                                                                                  | RIVA  | EMC -20 gr                | dir afdr+afpip+afdr+afpip, niet op buitenpoli                                                                                                                         | LBL27            |        | LBZ3        |        | citraatplasma                  | 1 ml   | 4 uur                                                           |           |
| Rose Waaler (vervangende bepaling: RF)                                                                                                                                                                                                                         | RF    |                           |                                                                                                                                                                       | GE5              |        | Oker5       |        | serum                          |        |                                                                 |           |
| RUNX1 mutatie                                                                                                                                                                                                                                                  | RUNX1 | EMC KT                    | <b>formulier IDHO EMC op vrijdag afnemen</b> Niet                                                                                                                     | PA10             |        | PZ9         |        | edta volbloed                  | 10ml   |                                                                 |           |
| <a href="#">S100</a>                                                                                                                                                                                                                                           | S100  | UMC Radboud -20 gr        |                                                                                                                                                                       | GE5              |        | Oker5       |        | serum                          | 500 µl | Elke 2 weken                                                    |           |
| <a href="#">s100 (liquor)</a>                                                                                                                                                                                                                                  | S100L | UMC Radboud KT            | Het liquor centrifugeren. Supernatant pipetteren in een polypropyleen buis en <b>direct opsturen</b> . Indien spijt liquor aangevraagd: het overig bewaren dan -20 gr | LQ               |        |             |        | liquor                         | 500 µl | Elke 2 weken                                                    |           |
| Salicylzuur                                                                                                                                                                                                                                                    | SALI  | Apotheek - intern, 4 gr   | De uitvoering valt niet onder ISO-scope apotheek                                                                                                                      | Rood6            |        | RZ6         |        | stolbloed                      | 250 µl | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |           |
| <a href="#">SCC / Squamous Cell Carcinoma Antigen</a>                                                                                                                                                                                                          | SCC   | EMC -20 gr                | afdr/invr                                                                                                                                                             | GE5              |        | Oker5       |        | serum                          | 3 ml   | 1 x per week                                                    |           |
| Schildklier, antistoffen tegen (anti TPO, anti-thyreoperoxidase)                                                                                                                                                                                               | TPO   | <b>VL 4gr</b>             |                                                                                                                                                                       | GE5              |        | Oker5       |        | serum                          |        | <b>3 werkdagen</b>                                              | CH.IMM.01 |
| Sclerose systemische antigenen (sclerodermie blot)<br><b>bevat de testen:</b> Sci-70, CENP A, CENP B, RP11 en RP155 (RNA Polymerase III subunits), fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Sci100, PM-Sci75, Ku, NVL (Nuclear valosin-containing protein-like) and Ro-52 | SSA   | <b>VL 4gr</b>             |                                                                                                                                                                       | GE5              |        | Oker5       |        | serum                          | 1 ml   | 1x per week                                                     | CH.IMM.01 |
| <a href="#">Screening FLT3 mutatie</a>                                                                                                                                                                                                                         | FLT3  | EMC KT                    | <b>formulier IDHO EMC op vrijdag afnemen</b> Niet                                                                                                                     | EDTA beenmerg of | 2XPA10 |             | 2x PZ9 | EDTA beenmerg of EDTA volbloed | 6 ml   |                                                                 |           |

|                                                                                                                                             |                         |                         |                                                                                     |      |                     |        |                |        |                                   |             |                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------|----------------|--------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Screening IDH mutatie                                                                                                                       | IDH                     | EMC KT                  | formulier IDHO EMC<br>op vrijdag afnemen                                            | Niet | EDTA beenmerg<br>of | 2XPA10 |                | 2x PZ9 | EDTA beenmerg of<br>EDTA volbloed | 6ml         |                                                                           |               |
| Selenium                                                                                                                                    | SELE                    | Medlon 4 gr             | Niet als 1ste buis afnemen                                                          |      | DRG4                |        | GrZ4           |        | heparine plasma                   | 600 µl      | 1x per week                                                               |               |
| Semen analyse                                                                                                                               | ESPO                    | GH + VL KT              | (voor alle aanvragers!) direct naar<br>semen analist                                |      | semen               |        |                |        | Potje rode deksel                 |             | Loc VL (woe/don)<br>Loc GH (di/vrij) <b>1<br/>werkdag</b>                 | CH.FER.01     |
| Serologisch vervolgonderzoek i.v.m. aanwezigheid irregulaire erythrocyten antistoffen bij<br>zwangerschap                                   | IAVER                   | Sanquin 4gr             | uitvoerbare bepaling                                                                |      | 1xPA10              | 1xR06  | PZ9            | RZ6    | edta-<br>volbloed/stolbloed       | 8 ml + 8 ml |                                                                           |               |
| Serotonine trombocyten                                                                                                                      | SEROPLT                 | AMC                     | Alleen aan te vragen na overleg<br>met de KC. Let op verzendconditie<br>op droogijs |      | PA4                 |        | PZ4            |        | edta-plasma                       | 2 ml        | 1x per 2 weken                                                            |               |
| Sertraline (Zoloft)                                                                                                                         | SERT                    | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                     |      | Rood6               |        | RZ6            |        | stolbloed                         | 4 ml        | 1 week                                                                    |               |
| Serum bew.                                                                                                                                  | SBEW                    |                         |                                                                                     |      | GE5                 |        | Oker5          |        | serum                             |             |                                                                           |               |
| Serum-IJzer                                                                                                                                 | YZER                    | GH + VL                 |                                                                                     |      | LGR3                |        | GrG4           |        | liheparine plasma                 |             | <b>8 uur</b>                                                              | CH.KCA.01     |
| SHBG = Sex hormoon bindend globuline                                                                                                        | SHBG                    | GH -20 gr               | afdr/invr                                                                           |      | GE5                 |        | Oker5          |        | serum                             | 250 µl      | dagelijks                                                                 | CH.END.03     |
| Sirolimus ( rapamycine , rapamune )                                                                                                         | SIRO                    | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                     |      | PA4                 |        | PZ4            |        | edta volbloed                     | 0,25 ml     | 1 week                                                                    |               |
| Skeletspier (dwarsgestreepte spier), antistoffen tegen                                                                                      | SKEL                    | EMC 4gr                 |                                                                                     |      | GE5                 |        | Oker5          |        | serum                             | 400 µl      |                                                                           |               |
| Sulfamethoxazol                                                                                                                             | SULF                    | Apotheek EMC 4gr        |                                                                                     |      | PA4                 |        | PZ4            |        | edta volbloed                     |             |                                                                           |               |
| Soluble IL (interleukine) -2 receptor, sIL-2R (CD25), IL2-Ra, Tac-antigeen, CD25                                                            | SIL2                    | VL 4gr                  |                                                                                     |      | GE5                 |        | Oker5          |        | serum                             | 1 ml        | 1 x per week                                                              | CH.IMM.01     |
| Specificiteit irregulaire erythrocyten antistoffen na positieve antistofscreening bij 12e<br>weeks screening                                | IAPSIE                  | Sanquin 4gr             | uitvoerbare bepaling                                                                |      | 1xPA10              | 1x R06 | PZ9            | RZ6    | edta-<br>volbloed/stolbloed       | 8 ml + 8 ml |                                                                           |               |
| Specifiek IGE / allergenen                                                                                                                  |                         | VL 4gr                  | zie betreffende tabblad voor<br>aanvraagcode                                        |      |                     |        |                |        |                                   |             | <b>3 werkdagen</b>                                                        | CH.IMM.05     |
| Spermatozoa in urine (retrograde ejaculatie, tbv spermatozoa in urine)                                                                      | REGR                    | GH + VL KT              | direct naar semen analist                                                           |      | semen               |        |                |        | urine                             |             | Loc VL (woe/don)<br>Loc GH (di/vrij) <b>1<br/>werkdag</b>                 | CH.FER.01     |
| Spijt heparine (lichtgroen)                                                                                                                 | SPIJTLGR3               | GH + VL                 |                                                                                     |      | LGR3                |        | GrG4           |        | liheparine plasma                 |             | <b>1 jaar</b>                                                             |               |
| Spijt heparine (donkergroen)                                                                                                                | SPH                     | GH + VL                 |                                                                                     |      | DRG4                |        | GrZ4           |        | heparine plasma                   |             | <b>1 jaar</b>                                                             |               |
| Spijt serum                                                                                                                                 | SPS                     | GH + VL                 |                                                                                     |      | GE5                 |        | Oker5          |        | serum                             |             | <b>1 jaar</b>                                                             |               |
| Spijtmateriaal Apotheek                                                                                                                     | SPIJTAPO                | GH + VL                 |                                                                                     |      |                     |        |                |        |                                   |             | <b>1 jaar</b>                                                             |               |
| Spijtmateriaal EDTA                                                                                                                         | SPE                     | GH + VL                 |                                                                                     |      | pa4                 |        | PZ4            |        | edta-plasma                       |             | <b>1 jaar</b>                                                             |               |
| Spijtmateriaal liquor                                                                                                                       | SPL                     | GH + VL                 |                                                                                     |      | LQ                  |        |                |        | liquor                            |             | <b>1 jaar</b>                                                             |               |
| Spijtmateriaal urine                                                                                                                        | SPU                     | GH + VL                 | verdelen over 6 ml urinebuizen en<br>invriezen                                      |      |                     |        |                |        |                                   |             | <b>1 jaar</b>                                                             |               |
| (Nier) Steenanalyse                                                                                                                         | STEE                    | VL KT                   |                                                                                     |      | steen               |        |                |        | Niersteen                         |             | <b>12 werkdagen</b>                                                       | CH.KCA.11     |
| Steroidprofiel                                                                                                                              | STPR                    | EMC -20 gr              |                                                                                     |      | GE5                 |        | Oker5          |        | serum                             | 1 ml        | 1 x per week                                                              |               |
| Stool Hemoglobine Origin Test (SHOT / Apt Test)                                                                                             | APT                     | GH                      |                                                                                     |      | feces of luier      |        | feces of luier |        | feces of urine                    |             |                                                                           | Niet op scope |
| Sunitnib (N-Desethyl Sunitnib)                                                                                                              | SUN                     | Apotheek EMC 4gr        | De uitvoering valt niet onder ISO-<br>scope verzendlaboratorium                     |      | DRG4                |        | GrZ4           |        | heparine plasma                   | 2 ml        | 2 weken                                                                   |               |
| Synoviaalvocht analyse                                                                                                                      |                         | VL KT                   |                                                                                     |      | BR6                 |        | WZ6            |        |                                   |             | <b>1 werkdag</b>                                                          | CH.HCO.01     |
| T-celklonaliteit (TCR generschikking)                                                                                                       | TCR                     | EMC KT                  | Formulier IDHO EMC<br>op vrijdag afnemen                                            | Niet | Beenmerg of         | DRG4   |                | GrZ4   | beenmerg of<br>heparinebloed      | 6 ml        |                                                                           |               |
| Tacrolimus (Advagraf, prograft)                                                                                                             | TACR                    | Apotheek - intern, 4 gr |                                                                                     |      | PA4                 |        | PZ4            |        | edta-volbloed                     | 250 µl      | Bepaling op maandag<br>en woensdag, uitslag<br>op dinsdag en<br>donderdag |               |
| TBG (thyroxine bindend globuline)                                                                                                           | TBG                     | EMC -20 gr              |                                                                                     |      | GE5                 |        | Oker5          |        | serum                             | 500 µl      | 1x per 3 weken.                                                           |               |
| Teriflunomide                                                                                                                               | TERI                    | Apotheek - intern, 4 gr | direct afdraaien. Alleen iom<br>dienstdoende apotheker                              |      | PA4                 |        | PZ4            |        | plasma                            | 6 ml        | in overleg                                                                |               |
| Testosteron                                                                                                                                 | TEST                    | GH + VL                 |                                                                                     |      | LGR3                |        | GrG4           |        | Liheparine plasma                 |             | <b>1 werkdag</b>                                                          | CH.END.03     |
| Theofylline (Aminofylline, Theolair))                                                                                                       | THEO                    | Apotheek - intern, 4 gr |                                                                                     |      | Rood6               |        | RZ6            |        | stolbloed                         | 250 µl      | bepaling en uitslag op<br>vrijdag, bijcito<br>aanvraag max. 1<br>werkdag  |               |
| Thyreoglobuline                                                                                                                             | TG                      | IJsselland -20 gr       | <b>LET OP:</b> verwarring bij aanvraag<br>met ANTG!                                 |      | GE5                 |        | Oker5          |        | serum                             | 400 µl      | 1 x per 2 weken                                                           |               |
| Thyreoglobuline, antistoffen tegen                                                                                                          | ANTG                    | IJsselland -20 gr       | <b>LET OP:</b> verwarring met aanvraag<br>TG!                                       |      | GE5                 |        | Oker5          |        | serum                             | 300 µl      | 1x per week                                                               |               |
| Tioguanine ( thiosix, 6-tgn)                                                                                                                | TIOG                    | Apotheek - extern, 4 gr | <b>Op ijs afnemen, direct in<br/>koelkast</b> niet op buitenpoli                    |      | DRG4                |        | GrZ4           |        | heparinebloed                     | 7 ml        | 2 weken                                                                   |               |
| Tissue Transglutaminase (IgA), pakket TGA, antistof tegen, anti TTG, ATTG,<br>weefseltransglutaminase. = Vraag Coeliakie pakket aan. (COEP) | TGA = vraag<br>COEP aan | VL 4gr                  |                                                                                     |      | GE5                 | LGR3   | Oker5          | GrG4   | serum/liheparine<br>plasma        |             | <b>3 werkdagen</b>                                                        | CH.IMM.01     |
| TNF-alfa                                                                                                                                    | TNFA                    | EMC -20 gr              | Formulier EMC                                                                       |      | GE5                 |        | Oker5          |        | serum                             | 400 µl      |                                                                           |               |

|                                                                                          |        |                         |                                                                                                                         |        |     |       |     |                                                      |               |                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Tobramycine dal spiegel                                                                  | TOBRD  | Apotheek - intern, 4 gr | ook Kreat bepalen                                                                                                       | Rood6  |     | RZ6   |     | stolbloed                                            | 250 µl        | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |               |
| Tobramycine top spiegel                                                                  | TOBRT  | Apotheek - intern, 4 gr | ook Kreat bepalen                                                                                                       | Rood6  |     | RZ6   |     | stolbloed                                            | 250 µl        | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |               |
| Topiramaat                                                                               | TOPI   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                         | Rood6  |     | RZ6   |     | stolbloed                                            | 2 ml          | 2 weken                                                         |               |
| Totaal CO2 in plasma (voorheen Bicarbonaat)                                              | TCO2   | GH + VL                 | Bij een vingerprik een capillaire prikken                                                                               | LGR3   |     | GrG4  |     | liheparine plasma                                    |               | 1 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Totaal eiwit                                                                             | TP     | GH + VL                 |                                                                                                                         | LGR3   |     | GrG4  |     | Liheparine plasma                                    |               | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Totaal eiwit in bijzonder vocht                                                          | TEBV   | GH + VL                 |                                                                                                                         |        |     |       |     | bijzondervocht                                       |               | 8 uur                                                           | Niet op scope |
| Totaal eiwit in pleuravocht                                                              | TEPL   | GH + VL                 |                                                                                                                         |        |     |       |     | pleuravocht                                          |               | 8 uur                                                           | Niet op scope |
| Totaal T3                                                                                | T3     | GH + VL                 |                                                                                                                         | LGR3   |     | GrG4  |     | Liheparine plasma                                    |               | 1 werkdag                                                       | CH.END.03     |
| Totaal T4                                                                                | T4     | IJsselland 4gr          |                                                                                                                         | GE5    |     | Oker5 |     | serum                                                | 250 µl        | dagelijks                                                       |               |
| Toxicologisch onderzoek, LET OP: dit is <u>geen</u> screening op drugs of abuse in urine | TOXI   | Apotheek - intern, 4 gr | Ook Anion Gap en Osmol in serum. De uitvoering en interpretatie vallen niet onder ISO-scope apotheek                    | Rood6  |     | RZ6   |     | stolbloed                                            | 10 ml + 10 ml | in overleg                                                      |               |
| TP53 mutatie                                                                             | TP53   | EMC KT                  | formulier EMC op vrijdag afnemen niet                                                                                   | 1xPA10 |     | PZ9   |     | edta-volbloed                                        | 1x10ml        |                                                                 |               |
| TPMT Thiopurine methyltransferase genotypering                                           | TMPT   | EMC 4gr                 | niet afdraaien, zo spoedig mogelijk verzenden, tot aan verzenden bewaren in koelkast                                    | PA4    |     | PZ4   |     | edta-volbloed                                        | 3 ml          | wekelijks                                                       |               |
| Transient Myeloproliferative Disease                                                     | TMD    | Utrecht                 | Niet op vrijdag afnemen Aanvraagformulier Zie Idoc : 014741                                                             | DRG4   | PA4 | GrZ4  | PZ4 | EDTA buis + 3 ongekleurde preparaten + heparine buis | min 2 ml      |                                                                 |               |
| Transferrine-ijzerverzadiging                                                            | TYV    | GH + VL                 |                                                                                                                         | LGR3   |     | GrG4  |     | Liheparine plasma                                    |               | 1 werkdag                                                       | CH.KCA.02     |
| Transferrine                                                                             | TRAN   | GH + VL                 |                                                                                                                         | LGR3   |     | GrG4  |     | Liheparine plasma                                    |               | 1 werkdag                                                       | CH.KCA.02     |
| Trazodon                                                                                 | TRAZ   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                         | Rood6  |     | RZ6   |     | stolbloed                                            | 4 ml          | 2 weken                                                         |               |
| Triglyceride                                                                             | TRIG   | GH + VL                 |                                                                                                                         | LGR3   |     | GrG4  |     | Liheparine plasma                                    |               | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Triglyceride in bijzonder vocht                                                          | TRIBV  | GH + VL                 |                                                                                                                         |        |     |       |     | Bijzondervocht                                       |               | 8 uur                                                           | Niet op scope |
| Triglyceride in pleuravocht                                                              | TRPL   | GH + VL                 |                                                                                                                         |        |     |       |     | pleuravocht                                          |               | 8 uur                                                           | Niet op scope |
| Triglyceride in ascitesvocht                                                             | TRAS   | GH + VL                 |                                                                                                                         |        |     |       |     | ascitis                                              |               | 8 uur                                                           | Niet op scope |
| Trimethoprim                                                                             | TRIM   | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                         | Rood6  |     | RZ6   |     | stolbloed                                            | 4 ml          | 2 weken                                                         |               |
| Trombinetijd                                                                             | TT     | GH + VL (evt -20 gr)    | Buis moet <1uur op het KCL aanwezig zijn cito bepalen, niet op buitenpoli, direct na afname 2x afdraaien>in 5ml aliquot | LBL27  |     | LBZ3  |     | citraatplasma                                        |               | 1 werkdag                                                       | CH.TRH.01     |
| Trombocyten                                                                              | PLT    | GH + VL                 |                                                                                                                         | PA4    |     | PZ4   |     | edta-volbloed                                        |               | 8 uur                                                           | CH.HCO.01     |
| Trombocyten in Citraat                                                                   | PLTC   | GH + VL                 | bij onbekende pat.:extra paars,kopie brief KC                                                                           | LBL27  |     | LBZ3  |     | citraatplasma                                        | 1 ml          | 8 uur                                                           | CH.HCO.01     |
| Trombopoietine                                                                           | TRPO   | Sanquin KT              |                                                                                                                         | PA4    |     | PZ4   |     | edta-volbloed                                        | 4 ml          | 7 dagen                                                         |               |
| Troponine I                                                                              | TROP   | GH + VL                 |                                                                                                                         | LGR3   |     | GrG4  |     | Liheparine plasma                                    |               | 8 uur                                                           | CH.KCA.02     |
| Tryptase (mastocytose)                                                                   | TRYP   | EMC 4gr                 |                                                                                                                         | GE5    |     | Oker5 |     | serum                                                | 400 µl        | 2x per week                                                     |               |
| TSH                                                                                      | TSH    | GH + VL                 |                                                                                                                         | LGR3   |     | GrG4  |     | Liheparine plasma                                    |               | 1 werkdag                                                       | CH.END.03     |
| Tubulair basaalmembraan antistoffen                                                      | TBM    | EMC 4gr                 | formulier EMC                                                                                                           | GE5    |     | Oker5 |     | serum                                                | 400 µl        |                                                                 |               |
| UGT1A1                                                                                   | UGT1A1 | Apotheek EMC 4gr        |                                                                                                                         | PA4    |     | PZ4   |     | edta bloed                                           | 4 ml          | 4 dagen                                                         |               |
| Ureum                                                                                    | UR     | GH + VL                 |                                                                                                                         | LGR3   |     | GrG4  |     | Liheparine plasma                                    |               | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Ureum in urine                                                                           | URU    | GH + VL                 |                                                                                                                         | BR6    |     | WZ6   |     | urine                                                |               | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Urinescreen                                                                              | SCR    | GH + VL                 |                                                                                                                         | BR6    |     | WZ6   |     | urine                                                |               | 24 uur (bij 4 gr)                                               | CH.KCA.01     |
| Urinezuur                                                                                | UZ     | GH + VL                 |                                                                                                                         | LGR3   |     | GrG4  |     | Liheparine plasma                                    |               | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Urinezuur 24 uren                                                                        | UZUE   | GH + VL                 | Voeg 2 druppels NAOH toe (base PH tussen 8 en 9)                                                                        | BR6    |     | WZ6   |     | urine                                                |               | 8 uur                                                           | CH.KCA.01     |
| Ustekinumab a.s. (J133)                                                                  | IGGU   | Sanquin 4gr             |                                                                                                                         | Rood6  |     | RZ6   |     | serum                                                | 700 µl        |                                                                 |               |
| Ustekinumab                                                                              | USTE   | Sanquin 4gr             |                                                                                                                         | Rood6  |     | RZ6   |     | stolbloed                                            | 2 ml          | 4 weken                                                         |               |
| Vaderschapstest: wij doen geen bloedafname voor een vaderschapstest                      |        |                         | wij doen geen bloedafname voor een vaderschapstest                                                                      |        |     |       |     |                                                      |               |                                                                 |               |
| Valproïnezuur (Depakine)                                                                 | VALP   | Apotheek - intern, 4 gr |                                                                                                                         | Rood6  |     | RZ6   |     | stolbloed                                            | 250 µl        | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |               |

|                                                                                                   |            |                         |                                                                                                                                  |         |  |         |  |                   |         |                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Valproïnezuur vrije fractie                                                                       | VALPVF     | Apotheek - intern, 4 gr | Alleen iom dienstdoende apotheker. Ook Albumine bepalen                                                                          | Rood6   |  | RZ6     |  | stolbloed         | 2 ml    | in overleg                                                      |           |
| Vancomicine continue infuus                                                                       | VANCC      | Apotheek - intern, 4 gr | ook Kreat bepalen                                                                                                                | Rood6   |  | RZ6     |  | stolbloed         | 250 µl  | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |           |
| Vancomycine dalspiegel bij intermitterend infuus                                                  | VANCD      | Apotheek - intern, 4 gr | ook Kreat bepalen                                                                                                                | Rood6   |  | RZ6     |  | stolbloed         | 250 µl  | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |           |
| Vancomycine spiegel bij PD                                                                        | VANCPD     | Apotheek - intern, 4 gr | ook Kreat bepalen                                                                                                                | Rood6   |  | RZ6     |  | stolbloed         | 250 µl  | bepaling en uitslag op vrijdag, bijcito aanvraag max. 1 werkdag |           |
| Vedolizumab a.s (J316)                                                                            | IGGV       | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                  | Rood6   |  | RZ6     |  | serum             | 700 µl  |                                                                 |           |
| Vedolizumab                                                                                       | VEDO       | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                  | Rood6   |  | RZ6     |  | stolbloed         | 2 ml    | 3 weken                                                         |           |
| Vedolizumab subcutaan                                                                             | SVEDO      | Sanquin -20 gr          |                                                                                                                                  | Rood6   |  | RZ6     |  | serum             | 1 ml    |                                                                 |           |
| Venlafaxine (Efexor)                                                                              | VENL       | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                  | Rood6   |  | RZ6     |  | stolbloed         | 2 ml    | 1 week                                                          |           |
| Vet (totaal) in 24-uurs feces                                                                     | V24F       | EMC -20 gr              | Zie voor verwerking en opsturen zenya 028177<br>Niet insturen op vrijdag                                                         | Feces   |  |         |  | feces             | 10 gram | wekelijks                                                       |           |
| VGCC (voltage-gated calcium kanalen)                                                              | VGCC       | EMC 4gr                 |                                                                                                                                  | GE5     |  | Oker5   |  | serum             | 400 µl  | 4 weken                                                         |           |
| VGKC-complex                                                                                      | VGKC       | EMC 4gr                 |                                                                                                                                  | GE5     |  | Oker5   |  | serum             | 400 µl  |                                                                 |           |
| Vitamine A                                                                                        | VA         | EMC -20 gr              | Let op: In donker                                                                                                                | GE35    |  | Oker35  |  | serum             |         | 1x per week                                                     | CH.KCA.06 |
| Vitamine B1                                                                                       | VB1        | VL -20 gr               | Niet afdraaien, volbloed nodig                                                                                                   | DRG4    |  | GrZ4    |  | heparinebloed     |         | 5 werkdagen                                                     | CH.KCA.06 |
| Vitamine B2                                                                                       | VB2        | Reinier de Graaf KT     | In donker                                                                                                                        | PA2     |  | PZ4     |  | edta-volbloed     | 500 µl  | 2x per week                                                     |           |
| Vitamine B3 (Nicotinezuur)                                                                        | VB3        | Reinier de Graaf 4 gr   |                                                                                                                                  | PA4     |  | PZ4     |  | edta-volbloed     | 2 ml    | 1x per week                                                     |           |
| Vitamine B6                                                                                       | VB6        | VL -20 gr               | Niet afdraaien, volbloed nodig                                                                                                   | DRG4    |  | GrZ4    |  | heparinebloed     |         | 5 werkdagen                                                     | CH.KCA.06 |
| Vitamine C zie verzendboek voor afname !                                                          | VC         | Reinier de Graaf -20 gr | Heparineplasma afdraaien bij 4 gr, gestabiliseerd, niet op buitenpoli                                                            | DRG4    |  | GrZ4    |  | heparinebloed     | 1 ml    | 1x per 2 weken                                                  |           |
| Vitamine D                                                                                        | D25        | GH + VL                 |                                                                                                                                  | LGR3    |  | GrG4    |  | Liheparine        |         | 1 werkdag                                                       | CH.KCA.02 |
| Vitamine E                                                                                        | VE         | EMC -20 gr              | Let op: In donker                                                                                                                | GE35    |  | Oker35  |  | serum             |         | 1x per week                                                     | CH.KCA.06 |
| Vitamine K                                                                                        | VITK       | Reinier de Graaf -20 gr | In donker                                                                                                                        | GE5     |  | Oker5   |  | serum             | 1 ml    | 2x per week                                                     |           |
| Voriconazol (Vfend)                                                                               | VORI       | Apotheek - extern, 4 gr |                                                                                                                                  | Rood6   |  | RZ6     |  | stolbloed         | 2 ml    | 1 week                                                          |           |
| Vrij T3                                                                                           | FT3        | EMC -20 gr              |                                                                                                                                  | GE5     |  | Oker5   |  | serum             | 500 µl  | dagelijks                                                       |           |
| Vrij T4                                                                                           | FT4        | GH + VL                 |                                                                                                                                  | LGR3    |  | GrG4    |  | Liheparine plasma |         | 1 werkdag                                                       | CH.END.03 |
| Vrije lichte ketens in urine (Bence Jones)                                                        | LKET       | VL 4gr                  |                                                                                                                                  | BR6     |  | WZ6     |  | urine             | 4 ml    | 5 werkdagen                                                     | CH.HCO.05 |
| Vrije lichte ketens kappa en lambda, free kappa / lambda, serum free light chains                 | SFLC       | VL 4gr                  |                                                                                                                                  | GE5     |  | Oker5   |  | serum             | 270 µl  | 1x per week                                                     | CH.KCA.04 |
| Vrije lichte keten kappa index (kFLC index)                                                       | KFLCINDEXP | VL -20 gr               |                                                                                                                                  | GE35    |  | LQ      |  | serum/liquor      | 270 µl  | 2x per week                                                     | CH.KCA.04 |
| Vrije vetzuren ( FFA )                                                                            | FFA        | EMC -20 gr              |                                                                                                                                  | GE5     |  | Oker5   |  | serum             | 3 ml    | wekelijks                                                       |           |
| Wespengif 2, blokkerende antistoffen tegen (+ vorig serum) (IgG)                                  | Z193       | Sanquin 4gr             |                                                                                                                                  | GE5     |  | Oker5   |  | serum             | 400 µl  |                                                                 |           |
| Willebrand factor, VWF (zonder specificatie)                                                      | WBRAND     | VL -20 gr               | direct 2 x afdr, elke buis apart afpipetteren in eigen 5ml rondbodembuisje/ dir invr Niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis  | 2XLBL27 |  | 2x LBZ3 |  | citraatplasma     | 1 ml    | 10 dagen                                                        | CH.TRH.01 |
| Willebrand factor activiteit, VWF                                                                 | WBRAND     | VL -20 gr               | direct 2 x afdr, elke buis apart afpipetteren in eigen 5 ml rondbodembuisje/ dir invr Niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis | 2XLBL27 |  | 2x LBZ3 |  | citraatplasma     | 1 ml    | 10 dagen                                                        | CH.TRH.01 |
| Willebrand factor antigeen, VWF                                                                   | WBRAND     | VL -20 gr               | direct 2 x afdr, elke buis apart afpipetteren in eigen 5ml rondbodembuisje/ dir invr Niet op buitenpoli, behalve poli Maassluis  | 2XLBL27 |  | 2x LBZ3 |  | citraatplasma     | 1 ml    | 10 dagen                                                        | CH.TRH.01 |
| Willebrand Von vervolg onderzoek, multimeren (pakket ziekte van Von Willebrand), voor volwassenen | VWV        | EMC -20 gr              | direct 2 x afdr en afpipetteren in 5ml rondbodembuisje/ dir invr.                                                                | 1XLBL27 |  | LBZ3    |  | citraatplasma     | 1 ml    | binnen 14 dagen                                                 |           |
| als boven, voor kinderen tot 12 jaar                                                              | VWV        | EMC -20 gr              | Bewerken als boven                                                                                                               |         |  |         |  |                   |         |                                                                 |           |
| als boven, voor kinderen vanaf 12 jaar                                                            | VWV        | EMC -20 gr              | Bewerken als boven                                                                                                               |         |  |         |  |                   |         |                                                                 |           |

[illegible]